



F722
SCHEDA TECNICA

Edizione

Rev

Redattore

1/2014

01

RAQ-MKT

Codice prodotto: IMM120050

CTS CHILDREN TRANSPORT SYSTEM



DESCRIZIONE

Sistema di contenimento e trasporto di neonati e bambini in sicurezza a bordo delle ambulanze

Tessuto fantasia leggermente imbottito

Dotato di cinture di sicurezza che permettono di bloccare il neonato in 3 punti all'interno della sacca, evitando pericolosi ed improvvisi movimenti normalmente presenti nei bambini

Dotato di 3 cinture che permettono di fissare il CTS alla barella, garantendo sicurezza durante il trasporto come previsto in generale dalla EN 1865-1

Dispositivo destinato ad essere utilizzato per il trasporto di bambini (non adatto ai neonati) con un'altezza massima di 100 cm.

Il dispositivo non prevede una portata massima in chili, poiché essa dipende dalla barella sulla quale deve essere fissato.

Completo di custodia

Dimensioni: 110x70 cm circa

CODICE RDM 369204/R

E' un dispositivo medico CE

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Il dispositivo è in classe I, secondo la MDD 93/42/CEE e smi

CONFEZIONAMENTO

Singolo

CONFORMITÀ DEL PRODOTTO/NORME DI RIFERIMENTO

MDD93/42/CEE

Direttiva concernente i dispositivi medici

ISO14971

Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici

ISO 15233-1

Simboli da utilizzare con le etichette del dispositivo medico

Oscar Boscarol srl, via Enzo Ferrari 29, Bolzano – IT

Tel. +39 0471932893 – Fax +39 0257760140

www.boscarol.it - info@boscarol.it