




IMM121033

SISTEMA DI FISSAGGIO

- Consente l'immobilizzazione di un paziente adulto o pediatrico su una tavola spinale generica
- Le cinture sono realizzate con fettucce in poliestere di 1,2 mm di spessore per garantire un'alta resistenza di fissaggio e durata nel tempo
- Grazie alla possibilità di spostare le cinghie in base alla tipologia di paziente, (lungo l'asse verticale del sistema di fissaggio) è possibile assicurare il paziente in modo stabile e sicuro
- Il fissaggio delle cinghie al corpo del paziente avviene grazie a strisce Velcro® larghe 5 cm (circa) che rendono facili e sicure sia le operazioni di chiusura che di apertura
- Il sistema è completo di una pratica custodia e di manuale di istruzioni che contiene le modalità di conservazione e di utilizzo
- Il dispositivo può essere lavato solo con acqua fredda. Non utilizzare solventi o detersivi aggressivi.
- Dispositivo medico in classe di rischio I
- CODICE RDM 1828901/R

Per ulteriori informazioni e/o dati tecnici relativi al prodotto, fare riferimento alla Oscar Boscarol srl