

# BOSCAROL<sup>®</sup>

Emergency Medical Systems





## INDICE

	PAGINA
ASPIRAZIONE	4
BORSE E ZAINI	22
IMMOBILIZZAZIONE	39
PALLONI DI VENTILAZIONE	55
DIAGNOSTICA	61
RIANIMAZIONE	72
MEDICAZIONE	82
OSSIGENO MEDICALE	121
VARIE, ACCESSORI E DIDATTICA	128
CONTATTI	132

Gentile cliente,  
la informiamo che, in ottemperanza alle disposizioni fornite dal Ministero della Salute in materia di pubblicità sanitaria relativa ai dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici, i contenuti di queste pagine sono destinati a operatori professionali. La informiamo, inoltre, che le descrizioni dei prodotti hanno scopo puramente informativo e non sono destinate alla promozione degli stessi.

## INTRODUZIONE



Obiettivo della Oscar Boscarol srl è sempre stato la ricerca di soluzioni all'avanguardia, qualitativamente ineccepibili, che rispondessero alle necessità di chi opera per soccorrere e aiutare chi si trova in situazioni di emergenza. Questo lo spirito che ha portato i nostri prodotti a confermarsi un valido aiuto, nonché un indispensabile supporto e un costante riferimento per tutti gli addetti ai lavori. Oggi la Oscar Boscarol srl è un'azienda leader a livello mondiale, destinando circa la metà della propria produzione ai mercati esteri.





## MADE IN ITALY

---

I nostri aspiratori medicali di secreti OB sono prodotti interamente in Italia nella nostra sede di Bolzano per garantire una cura e un controllo di qualità che parte dai materiali fino all'assemblaggio del dispositivo e alla verifica del suo corretto funzionamento prima della consegna al cliente.

## STORIA-AFFIDABILITÀ

---

Produciamo aspiratori medicali di secreti dagli anni '90 e ci collochiamo ai vertici della concorrenza internazionale con più di 40.000 articoli venduti in tutto il mondo (Europa, Asia, India, Sudamerica e Africa).

## CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE

---

Tutti i nostri dispositivi rispondono alle normative vigenti: abbiamo sviluppato il nostro sistema di qualità in accordo con gli standard ISO 9001, ISO 13485 e MDR 745 ponendo sempre al centro la necessità di produrre dispositivi qualitativamente ineccepibili e conformi ai requisiti cogenti.

## DIRETTIVE, NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

---

Riferimenti normativi vigenti, a cui rispondono i nostri aspiratori medicali di secreti:

<b>MDR 2017/745</b>	Regolamento europeo per i dispositivi medici
<b>ISO 10079-1</b>	Apparecchiature di aspirazione per uso medico – Parte 1: Apparecchiature di aspirazione azionate elettricamente
<b>IEC 60601-1</b>	Medical Electrical Equipment. General requirements for basic safety and essential performance
<b>IEC 60601-1-2</b>	Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests
<b>DO-160</b>	Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests RIFERITA AI NOSTRI MODELLI BSU AVIO
<b>IEC 60601-1-11</b>	Medical Electrical Equipment General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment
<b>IEC 60601-1-12</b>	Medical Electrical Equipment General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the emergency medical services environment
<b>EN 1789</b>	Veicoli medici e loro attrezzatura - Autoambulanze
<b>ECE R10 REV. 5</b>	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alla loro compatibilità elettromagnetica



OB 3000

## OB 3000

<b>VALORE DI FLUSSO-MAX VUOTO</b>	33 LPM - 800 mbar (80 kPa)
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b>	11÷30 Vcc
<b>AUTONOMIA</b>	60 minuti ±10%
<b>GRADO IP</b>	IP 44
<b>TIPO DI BATTERIA</b>	LIPO 11,1V - 5 Ah estraibile
<b>GARANZIA</b>	5 anni
<b>MANUTENZIONE PERIODICA</b>	2 anni (avviso automatico)
<b>RTCA DO160G</b>	Sì, in versione AVIO
<b>DIMENSIONI</b>	360x244(h)x110 mm
<b>PESO</b>	2,6 kg



## OB 3000

### POTENTE E AFFIDABILE

Flusso massimo di aspirazione 33 LPM con pompa a doppio pistone e pressione max 800 mbar. Il microprocessore memorizza i dati di funzionamento del dispositivo e avvisa automaticamente quando è necessario effettuare la manutenzione obbligatoria.

Vuotometro analogico fluorescente per poter essere controllato anche in condizioni di scarsa visibilità, disponibile su richiesta anche con scala in mmHg.



### DIMENSIONI E PESO CONTENUTI

Versione FA con flacone autoclavabile da 1 litro con valvola di troppo pieno e filtro di protezione inserito nel coperchio.

Versione FM con flacone da 1 litro OB-J che permette l'utilizzo con le sacche monouso LINER della Serres.

Dimensioni e peso contenuti e profondità ridotta per un trasporto rapido e agevole.



### BATTERIA E RICARICA

La batteria può essere sostituita dall'utilizzatore ed è possibile conoscere lo stato di carica senza accendere il dispositivo.

L'aspiratore può essere dotato di staffa di supporto (conforme alla norma EN 1789) e alimentatore universale da tensione di rete con spina volante a 2 poli.

---

BSU3000ST - OB 3000 FA MEDICAL SUCTION UNIT  
BSU3020 - OB 3000 FM MEDICAL SUCTION UNIT  
BSU3000A - OB 3000 AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT  
BSU3020A - OB 3000 AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT

---



OB MINI

## OB MINI

<b>VALORE DI FLUSSO-MAX VUOTO</b>	25 LPM - 850 mbar (85 kPa)
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b>	11÷30 Vcc
<b>AUTONOMIA</b>	60 minuti ±10%
<b>GRADO IP</b>	IP 43
<b>TIPO DI BATTERIA</b>	LIPO 11,1V - 5 Ah
<b>GARANZIA</b>	3 anni
<b>MANUTENZIONE PERIODICA</b>	2 anni (avviso automatico)
<b>RTCA DO160G</b>	Sì, in versione AVIO
<b>DIMENSIONI</b>	290×240(h)×95 mm
<b>PESO</b>	1,8 kg



## OB MINI

### AFFIDABILE E ULTRALEGGERO

Flusso massimo di aspirazione 25 LPM e pressione max 850 mbar. Il microprocessore memorizza i dati di funzionamento del dispositivo e avvisa automaticamente quando è necessario effettuare la manutenzione obbligatoria. Dimensioni molto ridotte e peso ultra leggero: solo 1,8 kg completo di flacone da 500 cc e batteria.



### FLACONI

Flacone di secreti da 500 cc autoclavabile o su richiesta disponibili le versioni FA con flacone autoclavabile da 1 litro o FM con flacone OB-J che permette l'utilizzo con le sacche monouso LINER della Serres.



### BORSETTA LATERALE

Sempre dotato di alimentatore universale da tensione di rete con spina volante a 2 poli e fornito in una pratica borsa di trasporto di tessuto blu, completa di borsetta laterale applicata tramite velcro.

BSU360EU - OB MINI 500ML MEDICAL SUCTION UNIT EU  
BSU360JP - OB MINI 500ML MEDICAL SUCTION UNIT JP/USA  
BSU360UK - OB MINI 500ML MEDICAL SUCTION UNIT UK  
BSU370 - OB MINI AVIO 500ML MEDICAL SUCTION UNIT EU  
BSU370JP - OB MINI AVIO 500ML MEDICAL SUCTION UNIT JP  
BSU370UK - OB MINI AVIO 500ML MEDICAL SUCTION UNIT UK  
BSU364EU - OB MINI FA MEDICAL SUCTION UNIT EU  
BSU364JP - OB MINI FA MEDICAL SUCTION UNIT JP  
BSU364UK - OB MINI FA MEDICAL SUCTION UNIT UK  
BSU368EU - OB MINI FM MEDICAL SUCTION UNIT EU  
BSU368JP - OB MINI FM MEDICAL SUCTION UNIT JP  
BSU368UK - OB MINI FM MEDICAL SUCTION UNIT UK  
BSU372 - OB MINI AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT EU  
BSU372JP - OB MINI AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT JP  
BSU372UK - OB MINI AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT UK  
BSU374 - OB MINI AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT EU  
BSU374JP - OB MINI AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT JP  
BSU374UK - OB MINI AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT UK



OB 2012

## OB2012

<b>VALORE DI FLUSSO-MAX VUOTO</b>	30 LPM - 800 mbar (80 kPa)
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b>	12÷15 Vcc
<b>AUTONOMIA</b>	60 minuti ±10%
<b>GRADO IP</b>	IP 34d
<b>TIPO DI BATTERIA</b>	SLA 12V - 4 Ah
<b>GARANZIA</b>	3 anni
<b>MANUTENZIONE PERIODICA</b>	2 anni
<b>RTCA DO160G</b>	NO
<b>DIMENSIONI</b>	350x240(h)x120 mm
<b>PESO</b>	4,6 kg



### RESISTENTE E FORTE

Flusso massimo di aspirazione 30 LPM con pompa a doppio pistone e pressione max 800 mbar per un'autonomia >60 minuti.



### FLACONI

Versione FA con flacone autoclavabile da 1l con valvola di troppo pieno e filtro di protezione inserito nel coperchio. Versione LINER con flacone da 1l OB-J che permette l'utilizzo con le sacche monouso LINER della Serres.



### RICARICA

L'aspiratore può essere dotato di staffa di supporto (conforme alla norma EN 1789) e alimentatore universale da tensione di rete con spina volante a 2 poli ed è fornito in una pratica borsa di trasporto di tessuto rosso.

---

BSU150ST	-	OB2012 FA BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT
BSU154	-	OB2012 FA BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT + STAFFA
BSU158ST	-	OB2012 FA BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT COMPLETO
BSU100	-	OB2012 LINER BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT
BSU104	-	OB2012 LINER BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT + STAFFA
BSU108	-	OB2012 LINER BIANCO MEDICAL SUCTION UNIT COMPLETO

---

Tabella riepilogativa del contenuto delle configurazioni a pag. 17



OB 1000

## OB1000

<b>VALORE DI FLUSSO-MAX VUOTO</b>	25 LPM - 850 mbar (85 kPa)
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE</b>	12÷15 Vcc
<b>AUTONOMIA</b>	60 minuti ±10%
<b>GRADO IP</b>	IP 34d
<b>TIPO DI BATTERIA</b>	SLA 12V - 4 Ah
<b>GARANZIA</b>	2 anni
<b>MANUTENZIONE PERIODICA</b>	2 anni
<b>RTCA DO160G</b>	Sì, in versione AVIO
<b>DIMENSIONI</b>	320×250(h)x100 mm
<b>PESO</b>	3,5 kg



## AFFIDABILE E PER USO AVIONICO

Flusso massimo di aspirazione 25 LPM e pressione max 850 mbar per un'autonomia >45 minuti, disponibile anche nella versione per l'utilizzo avionico.



## FLACONI

Versione FA con flacone autoclavabile da 1l con valvola di troppo pieno e filtro di protezione inserito nel coperchio.  
Versione FM con flacone da 1l OB-J che permette l'utilizzo con le sacche monouso LINER della Serres.



## RICARICA

L'aspiratore può essere dotato di staffa di supporto (conforme alla norma EN 1789) e alimentatore universale da tensione di rete con spina volante a 2 poli ed è fornito in una pratica borsa di trasporto di tessuto rosso.

---

BSU210ST	-	OB1000 FA MEDICAL SUCTION UNIT
BSU216	-	OB1000 FA MEDICAL SUCTION UNIT EU
BSU220ST	-	OB1000 FA MEDICAL SUCTION UNIT COMPLETO
BSU232	-	OB1000 AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT
BSU212	-	OB1000 FM MEDICAL SUCTION UNIT
BSU226	-	OB1000 FM MEDICAL SUCTION UNIT EU
BSU228ST	-	OB1000 FM MEDICAL SUCTION UNIT COMPLETO
BSU230	-	OB1000 AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT

---

Tabella riepilogativa del contenuto delle configurazioni a pag. 16

## RIEPILOGO CODICI OB1000



**OB1000**



**CAVO 12 VCC**

BSU855: Cavo alimentazione 2 poli



**STAFFA DA PARETE**

BSU810: Supporto e ricarica da parete



**ALIMENTATORE**

BSU895EU: 2 poli alimentatore 14,0 V

### BSU210ST

OB1000 FA MEDICAL SUCTION UNIT



-

-

### BSU216

OB1000 FA MEDICAL SUCTION UNIT EU

-



Connessioni UK e JP/USA disponibili su richiesta

### BSU220ST

OB1000 FA MEDICAL SUCTION UNIT COMPLETO



-

### BSU232

OB1000 AVIO FA MEDICAL SUCTION UNIT



-

-

### BSU212

OB1000 FM MEDICAL SUCTION UNIT



-

-

### BSU226

OB1000 FM MEDICAL SUCTION UNIT EU

-



Connessioni UK e JP/USA disponibili su richiesta

### BSU228ST

OB1000 FM MEDICAL SUCTION UNIT COMPLETO



-

### BSU230

OB1000 AVIO FM MEDICAL SUCTION UNIT



-

-

**È POSSIBILE RICHIEDERE GLI ALIMENTATORI PER CONNESSIONI UK E JP/USA**

## RIEPILOGO CODICI OB2012



**OB2012**



**CAVO 12 VCC**

BSU855: Cavo alimentazione 2 poli



**STAFFA DA PARETE**

BSU810: Supporto e ricarica da parete



**ALIMENTATORE**

BSU895EU: 2 poli alimentatore 14,0 V

### BSU150ST

OB2012 FA BIANCO  
MEDICAL SUCTION UNIT



-

-

### BSU154

OB2012 FA BIANCO  
MEDICAL SUCTION UNIT +  
STAFFA



-

### BSU158ST

OB2012 FA BIANCO  
MEDICAL SUCTION UNIT  
COMPLETO



Connessioni UK e JP/USA  
disponibili su richiesta

### BSU100

OB2012 LINER BIANCO  
MEDICAL SUCTION UNIT



-

-

### BSU104

OB2012 LINER BIANCO  
MEDICAL SUCTION UNIT +  
STAFFA



-

### BSU108

OB2012 LINER BIANCO  
MEDICAL SUCTION UNIT  
COMPLETO



Connessioni UK e JP/USA  
disponibili su richiesta

**È POSSIBILE RICHIEDERE GLI ALIMENTATORI PER CONNESSIONI UK E JP/USA**

## OB500 - ASPIRATORE FISSO

### ASPIRATORE FISSO PER AMBULANZA

Flusso massimo di aspirazione 30 LPM e pressione max 800 mbar.  
Connessione diretta ai 12 Volt del veicolo.  
Dimensioni: 9x8,5x6 cm  
Peso: 4,6 kg



### FLACONI

Versione FA con flacone autoclavabile da 1l con valvola di troppo pieno e filtro di protezione inserito nel coperchio.

Versione FM con flacone da 1l OB-J che permette l'utilizzo con le sacche monouso LINER della Serres.



### VERSIONE DA INCASSO O MODULE

Disponibile nella versione MODULE con blocco regolatore a vista e in versione DA INCASSO (sottoparete).

- BSU464 - OB500 FM MEDICAL SUCTION UNIT DA INCASSO PL
- BSU442 - OB500 FA MEDICAL SUCTION UNIT DA INCASSO PL
- BSU414 - OB500 FM MODULE MEDICAL SUCTION UNIT PL
- BSU402 - OB500 FA MODULE MEDICAL SUCTION UNIT

## FLACONI PER ASPIRATORI BSU

---



### FLACONE OB-J PER SACCHE SERRES

---

Flacone OB-J da 1 litro per raccolta secreti realizzato in polipropilene ad uso medico; è composto da un vaso e un adattatore che permette l'utilizzo del flacone con le sacche monouso della società Serres (non incluse). Il flacone, completo di raccordo "L", è autoclavabile (121°C – 2bar max). E' un dispositivo medico CE.

---

BSU506 - FLACONE OB-J

---



### FLACONE AUTOCLAVABILE OB-J FA


---

Flacone per raccolta secreti autoclavabile (121°C – 2 bar max) realizzato in polipropilene ad uso medico e completo di valvola di sicurezza per il troppo pieno. Il coperchio prevede il diretto alloggiamento del filtro di protezione e del raccordo angolare per il tubo aspirazione lato paziente. Capacità: 1 litro. E' un dispositivo medico CE.

---

BSU500 - FLACONE OB-J FA

---



### FLACONE DA 500 ML

---


Vaso di raccolta secreti per aspiratori medicali, realizzato in Macrolon antiurto e autoclavabile con tappo in gomma silconica con chiusura a pressione. Completo di valvola di sicurezza per il troppo pieno. Capacità: 500 ml.

---

BSU504 - VASO RACCOLTA SECRETI DA 500ML

---

## ACCESSORI PER ASPIRATORI BSU



### SONDA DI ASPIRAZIONE

Cannula di aspirazione rigida, tipo Yankauer, completa di tubo di collegamento da 180 cm con raccordo femmina. Facile da utilizzare con una sola mano grazie alla regolazione del vuoto tramite il pollice della mano. Applicabile a qualsiasi aspiratore medico di secreti è fornita in confezione singola sterile. E' un dispositivo medico CE.

126140107191 - SONDA COMPLETA

126140105C01 - YANKAUER

126140104021 - TUBO DI COLLEGAMENTO  
180 CM PER YANKAUER



### SONDINI DI ASPIRAZIONE

Sondino per bronco-aspirazione con punta retta, monouso e sterile. Punta smussata, atraumatica, con due fori laterali sfalsati ellittici. Realizzato in PVC atossico di grado medicale, morbido e con superficie satinata per facilitarne l'inserimento e l'estrazione. Disponibile in diverse misure.

SC105003 - SONDINO NERO CH10

SC125003 - SONDINO BIANCO CH12

SC145003 - SONDINO VERDE CH14

SC165003 - SONDINO ARANCIO CH16

SC185003 - SONDINO ROSSO CH18

SC205003 - SONDINO GIALLO CH20



### RACCORDO SONDINO - ASPIRATORE FINGER-TYP

Raccordo sondino-aspiratore "FINGER TYP" in confezione sterile con foro di regolazione del vuoto. E' un dispositivo medico CE.

126140108001 - RACCORDO ASPIRATORE  
FINGER - TYP



### TUBO PAZIENTE IN SILICONE

Tubo paziente in silicone medicale autoclavabile.

Lunghezza: 130 cm.

BSU902 - TUBO PAZIENTE SILICONE 130CM

## ACCESSORI PER FLACONI ASPIRATORI BSU

---



### SACCA MONOUSO SERRES PER FLACONE OB-J

Sacca monouso SERRES da 1000 ml per la raccolta di liquidi aspirati. Completa di coperchio con filtro antibatterico integrato. Utilizzabile solo per aspiratori dotati di flacone OB-J. E' un dispositivo medico CE.

---

57157-2 - SACCA MONOUSO 1000 ML  
SERRES 1 PZ

---



### FILTRO ANTIBATTERICO PER FLACONE OB-J FA

Filtro di protezione monouso con supporto filtrante in PTFE e contenitore in polipropilene ermetico. Max pressione applicabile 1 bar (100kPa), caratteristica obbligatoria in base alle normative ISO 10079-1:1999 per gli aspiratori medicali di secreti. É un dispositivo medico CE. Dispositivo venduto singolarmente e disponibile nei due codici BSU999 e M03.1.003. I due codici presentano caratteristiche tecniche e funzionalità analoghe.

---

BSU999 - FILTRO ANTIBATTERICO  
M03.1.003 - FILTRO ANTIBATTERICO

---

## ALTRI ASPIRATORI

---



### ASPIRATORE NEONATALE STERILE

---

Aspiratore di secreti neonatale sterile. Leggero ed efficiente. Indicato nelle valigie e nei set per la rianimazione neonatale. Il dispositivo è monouso.

---

400100 - ASPIRATORE NEONATALE STERILE

---

## ALIMENTAZIONE E RICARICA ASPIRATORI



### STAFFA DI SUPPORTO E RICARICA OB WB

Supporto di ancoraggio a parete testato a 10 g per aspiratori medicali di secreti OB2012, OB3000 e OB1000, con sistema di ricarica integrato. Pulsante di sgancio veloce. Fornito completo di cavo per il collegamento alla spina accendisigari del veicolo (12Vcc per OB2012 e OB1000; 11÷30Vcc per OB3000). Peso: 0,8 kg circa. Dimensioni: 240 x 255 x 5 mm circa.


BSU810 - SUPPORTO E RICARICA DA PARETE OB WB



### ALIMENTATORE MEDICALE BSU LYD 14,0 V A 2 POLI

Alimentatore da tensione di rete con spina di tipo EU standard, specifico per gli aspiratori della famiglia BSU. Cavo di connessione a 2 poli maschio completo di anello di ritenuta. Tensione di ingresso ad ampio range: 100÷240 Vca può essere utilizzato a 50 o 60 Hz. Consente l'alimentazione del dispositivo e la ricarica della batteria interna. Può essere utilizzato anche mentre l'aspiratore viene utilizzato sul paziente. È un componente accessorio dei dispositivi medici BSU ed è marcato CE. Disponibile in versione Europa, UK e Japan/USA.

BSU895EU - ALIMENTATORE 14,0 V 2P - EU  
BSU895UK - ALIMENTATORE 14,0 V 2P - UK  
BSU895JP - ALIMENTATORE 14,0 V 2P - JP



### CAVO ALIMENTAZIONE 12 VOLT

Cavo alimentazione e ricarica a 2 poli per aspiratori di secreti BSU. Dotato di spina per l'attacco alla presa accendisigari del veicolo.

BSU855 - CAVO ALIMENTAZIONE 2P 12VCC



## PRATICI E RESISTENTI

---

I nostri zaini di soccorso sono studiati per garantire praticità e resistenza. Controlliamo personalmente la qualità delle nostre produzioni per fornirvi prodotti sempre migliori.

## ZAINI DI SOCCORSO

---



### ZAINO DI SOCCORSO VIPER 2.0 - BOR87000N-S

---

Zaino di soccorso Viper realizzato in nylon di colore rosso. Il tessuto antistrappo e impermeabile consente un uso sicuro anche con condizioni meteo precarie. Dotato di doppia maniglia (superiore o laterale) per un trasporto più agevole. Dotato di strisce rifrangenti frontali, laterali e posteriori (sugli spallacci imbottiti). La parte a contatto con la schiena è dotata di cuscini ammortizzanti. Ampia tasca frontale ad apertura totale dotata di 2 strisce di elastici interni per fissaggio materiali. 3 tasche perimetrali esterne: 2 più piccole alle estremità della seconda maniglia su un lato e 1 grande sull'altro lato. 8 borsette colorate amovibili con frontale trasparente e strisce tipo velcro. Divisorio centrale interna con cerniera, completa di elastici per fissaggio dispositivi medici. Fondo rinforzato e piedini in gomma. Dimensioni: 46x26x50 cm circa. Peso: 3,8 kg circa. Fornito vuoto ma dotabile di dispositivi medici su richiesta del cliente.



### ZAINO RESPONDER - BOR87050

---

Zaino di soccorso RESPONDER BAG  
Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso. Dotato di: manico superiore per un trasporto più agevole; ampia tasca frontale ad apertura totale costituita da 1 striscia di elastici interni e 2 esterni per il fissaggio dei materiali; 2 tasche laterali piccole, strisce rifrangenti frontali e laterali, 6 borsette colorate amovibili con frontale trasparente e strisce tipo velcro, fondo rinforzato e piedini in gomma.

La parte a contatto con la schiena è dotata di cuscini ammortizzanti  
Fornito vuoto ma dotabile di dispositivi medici su richiesta del cliente  
Può essere lavato a mano a una temperatura massima di 30° C  
Dimensioni: 42x23x46 cm circa  
Peso: 1,5 kg circa

## ZAINI DI SOCCORSO



### ZAINO DI SOCCORSO MAXIMED 2.0 - BOR87010N

Realizzato in nylon di colore rosso, antistrappo e impermeabile. Strisce rifrangenti frontali, laterali e posteriori (su spallacci imbottiti). Cuscini ammortizzanti sulla schiena. Dotato di 2 tasche anteriori, 2 tasche perimetrali esterne, 1 dotata di 4 borsette colorate rimovibili. 4 borsette colorate amovibili. Dotato di cinghie per il fissaggio sicuro della bombola ossigeno. Dimensioni: 48x30x52 cm. Volume: 54 litri circa. Peso: 4,5 kg circa.



### ZAINO MASTERMED 2.0 - BOR87020N

Zaino Mastermed realizzato in nylon di colore rosso. Il tessuto antistrappo e impermeabile consente un uso sicuro anche con condizioni meteo precarie. Le due tasche anteriori sono realizzate con scomparti interni trasparenti facili da aprire. La tasca anteriore è dotata di elastici per il fissaggio di dispositivi medici di dimensione differente. Gli spallacci sono imbottiti e dotati di strisce rifrangenti per tutta la loro lunghezza. Zaino dotato di 8 borsette interne colorate con frontale trasparente, di cui 4 con maniglia. La parte a contatto con la schiena è dotata di cuscini ammortizzanti. Dimensioni: 35x30x53 cm circa. Volume: 43 litri circa. Peso: 4,3 kg circa.



### ZAINO ATLS MODULE - BOR81146N

Zaino di soccorso ATLS modulare. Prodotto in nylon antistrappo e impermeabile. È dotato di striscia riflettente sugli spallacci imbottiti. La finestra anteriore trasparente è idonea all'inserimento del logo associativo. Lo zaino è dotato di pads soffici posteriori per ridurre l'affaticamento della schiena. Gli spallacci sono dotati di chiusura sternale per un più agevole trasporto. Lo zaino è dotato di vasca rigida in polipropilene antiurto con 4 suddivisioni rigide per l'alloggiamento delle borsette. Le 4 borsette colorate interne sono dotate di frontale trasparente e sono rimovibili. Dimensioni: 32x25x53 cm circa. Volume: 35 litri circa. Peso: 3,3 kg circa.

## OXIBAG

---



### OXIBAG BLU - BOR87040

---

Custodia imbottita porta bombola ossigeno  
Tessuto PVC impermeabile e antistrappo ad alta resistenza

Grazie alla sua forma ed imbottitura permette di contenere, proteggere e trasportare con assoluta sicurezza la bombola ossigeno

Può contenere bombole ossigeno da 1 o 2 l

Dimensioni: 54x23x24 cm circa

Peso: 1,1 kg circa



### OXIBAG CORDURA ROSSA - BOR87041

---

Custodia imbottita porta bombola ossigeno  
Tessuto Nylon antistrappo ad alta resistenza

Grazie alla sua forma ed imbottitura permette di contenere, proteggere e trasportare con assoluta sicurezza la bombola ossigeno

Può contenere bombole ossigeno da 1 o 2 l

Dimensioni: 54x23x24 cm circa

Peso: 0,8 kg circa

## TROLLEY DI SOCCORSO

---



### ZAINO MAXI TROLLEY ROSSO - BOR87230

---

Ideale per il trasporto di materiale nei reparti ospedalieri. Tessuto PVC antistrappo e impermeabile di colore rosso. Dotato di: 2 strisce rifrangenti, maniglia trolley a scomparsa, spallacci imbottiti a scomparsa, 2 tasche anteriori attrezzate, 3 tasche laterali, 8 borsette colorate amovibili con frontale trasparente.

Dimensioni: 52x29x61 cm circa

Peso: 5,2 kg circa

Fornito vuoto



### ZAINO MASTER TROLLEY ROSSO - BOR87220R

---

Ideale per il trasporto di materiale nei reparti ospedalieri

Tessuto antistrappo di colore rosso

Dotato di 2 strisce rifrangenti, maniglia trolley a scomparsa, spallacci imbottiti a scomparsa

Dotato di 2 tasche anteriori attrezzabili e di 4 borsette colorate amovibili con frontale trasparente

Fornito vuoto

Dimensioni: 31x37x58 cm circa

Peso: 5,5 kg circa

## BORSE DI SOCCORSO

---



### BORSA 33 - BOR87300

---

Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso. Ampia tasca esterna, 5 spazi modulari interni e parte interna con elastici e tasca porta documenti. Tasca anteriore trasparente per inserimento logo associativo.

Dimensioni: 36x18x35 cm circa.

Peso: 1,6 kg circa. Fornita vuota.



### PROFI BAG MINI - BOR89000

---

Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso. Dotata di maniglie e tracolla. Interno modulare, 2 ampie tasche laterali esterne e tasca interna trasparente sulla parte superiore.

Dimensioni: 38x26x20 cm circa.

Peso: 0,7 kg circa.



### PROFI BAG - BOR89010

---

Tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso. Dotata di maniglie e tracolla. Interno modulare, 2 ampie tasche laterali esterne e tasca interna trasparente sulla parte superiore. Tasca anteriore e predisposizione per bombola ossigeno da 1 o 2 l.

Dimensioni: 60x25x27 cm circa.


Peso: 1,4 kg circa.

## BORSE DI SOCCORSO TRAUMA BAG

### TRAUMA BAG 10 - BOR89040

Dotata di maniglie, tracolla e spallacci. 4 tasche laterali esterne, 4 spazi modulari interni e 1 borsetta interna amovibile con frontale trasparente.


Dimensioni: 45x33x30 cm circa.  
Peso: 2,2 kg circa. Fornita vuota.



### TRAUMA BAG 20 - BOR89050

Dotata di maniglie, tracolla e spallacci. 4 tasche laterali esterne, 5 spazi modulari interni e 1 borsetta interna amovibile con frontale trasparente.

Dimensioni: 53x33x34 cm circa.  
Peso: 2,9 kg circa. Fornita vuota.



### TRAUMA BAG 30 - BOR89060

Dotata di maniglie, tracolla e spallacci. 5 tasche laterali esterne, 5 spazi modulari interni e 2 borsette interne amovibili con frontale trasparente.

Dimensioni: 63x37x31 cm circa.  
Peso: 2,9 kg circa. Fornita vuota.



BOR89040 - TRAUMA BAG 10 ROSSA VUOTA  
BOR89050 - TRAUMA BAG 20 ROSSA VUOTA  
BOR89060 - TRAUMA BAG 30 ROSSA VUOTA

TRAUMA BAG è disponibile anche in versione pediatrica (pag. 29)

## BORSE DI SOCCORSO

---



### MINI RESCUE BAG - BOR80290

---

Borsa di soccorso compatta e funzionale  
Tessuto antistrappo e impermeabile  
di colore rosso. Dotata di maniglie e  
tracolla. 2 tasche anteriori trasparenti  
per inserimento logo associativo. Parte  
inferiore con vaschetta interna antiurto.  
Parte superiore con elastici interni per  
fissaggio materiali.

Dimensioni: 39 x 18 x 25h cm circa.


Peso: 1 kg circa. Fornita vuota.



### MULTICASE - BOR80390R

---

Borsa di soccorso  
Tessuto antistrappo e impermeabile  
Dotata di maniglie e tracolla  
3 tasche trasparenti nel coperchio interno  
Vaschetta nera interna rigida  
Dimensioni: 48x26x16 cm circa  
Peso: 1,2 kg circa  
Fornita vuota



### TRAUMA BAG 10 PEDIATRICA - BOR89040P

---

Realizzata in nylon antistrappo e  
impermeabile con colori e trame vivaci  
ideali all'utilizzo nel settore pediatrico.  
Completamente sfoderabile e lavabile.  
Dotata di 4 strisce rifrangenti. Completa  
di maniglie, cinghia e spallacci per un  
trasporto comodo e sicuro. 2 tasche  
laterali esterne dotate di spazi interni e di  
elastici di fissaggio. 4 spazi interni separati  
che possono essere rimossi. Nella parte  
superiore è applicata una borsetta amovibile  
con frontale trasparente.

Dimensioni: 44x30x29 cm circa

Peso: 2,1 kg circa. Fornita vuota.

## BORSE E AMPOLLARI

---



### KANGOO-BAG - BOR88030

---

Realizzato in tessuto antistrappo in colore rosso  
Possibilità di portarlo alla cintura o alla spalla  
Nastro riflettente alta visibilità  
Dotata di ampio corpo centrale costituito da:  
1 ampia tasca anteriore  
2 tasche laterali  
Dimensioni 34x16x12,5 circa



### AMPOLLARIO CON ELASTICI 28 FIALE - BOR89330

---

Tessuto antistrappo impermeabile di colore rosso. Dotato di 2 strisce posteriori tipo velcro per il fissaggio all'interno di borse e zaini. Apertura a libro, 2 parti con elastici removibili per contenere 28 fiale di diverse dimensioni. Imbottitura centrale con tasca trasparente.  
Dimensioni: 25x12x7 cm circa.  
E' un dispositivo medico CE.



### AMPOLLARIO CON ELASTICI 60 FIALE - BOR89332

---

Tessuto antistrappo impermeabile di colore rosso. Dotato di 2 strisce in velcro per il fissaggio in borse o zaini. Apertura a libro, 2 parti con elastici removibili per un totale di 90 fiale di diverse dimensioni. Imbottitura centrale con tasca trasparente.  
Dimensioni: cm 25x25x7 circa.  
E' un dispositivo medico CE.

## BORSETTE

---



### BORSETTA BLU DOPPIA

---

Dimensioni: 25x25x8 cm circa

BOR81042 - BORSETTA BLU DOPPIA

---



### BORSETTA FANTASIA DOPPIA

---

Dimensioni: 25x25x8 cm circa

BOR81056 - BORSETTA FANTASIA DOPPIA

---



### BORSETTA MINI IN PVC

---

Dimensioni: 10x7x13 cm circa

Predisposta per l'applicazione alla borsa degli aspiratori OB2012, OB1000 e OB MINI.

BOR89469 - BORSETTA MINI PVC ROSSA

---



### BORSETTE STANDARD

---

Dimensioni: 27x12x9 cm circa

BOR81024 - BORSETTA STD ROSA

BOR81028 - BORSETTA STD ROSSA

---

## BORSETTE

---



### BORSETTE GRANDI CON MANIGLIA

---

Dimensioni: 30X12X13 cm circa

---

BOR89440 - BORSETTA VERDE CON MANIGLIA  
BOR89442 - BORSETTA ROSSA CON MANIGLIA  
BOR89444 - BORSETTA BLU CON MANIGLIA  
BOR89446 - BORSETTA GIALLA CON MANIGLIA

---



### BORSETTE CON MANIGLIA

---

Dimensioni: 23x14x11 cm circa

---

BOR89420 - BORSETTA GIALLA CON MANIGLIA  
BOR89422 - BORSETTA BLU CON MANIGLIA  
BOR89424 - BORSETTA VERDE CON MANIGLIA  
BOR89426 - BORSETTA ROSSA CON MANIGLIA

---



### BORSETTE VIPER

---

Dimensioni: 19x12x6 cm circa  
Strisce tipo velcro: femmina

---

BOR81058- BORSETTA VIPER GIALLA  
BOR81060- BORSETTA VIPER VERDE  
BOR81062- BORSETTA VIPER ROSSA  
BOR81064- BORSETTA VIPER BLU  
BOR81066- BORSETTA VIPER VIOLA  
BOR81068- BORSETTA VIPER NERA  
BOR81070- BORSETTA VIPER ARANCIO

---



### BORSETTE MINI VIPER

---

Dimensioni: 19x12x6 cm circa  
Strisce tipo velcro: maschio

---

BOR82000 - BORSETTA MINI VIPER VIOLA  
BOR82001 - BORSETTA MINI VIPER ARANCIONE  
BOR82002 - BORSETTA MINI VIPER NERA  
BOR82006 - BORSETTA MINI VIPER BLU SCURO

---

## BORSETTE

---



### ROTOLO PORTA LARINGOSCOPIO

---

Custodia a rotolo porta laringoscopio realizzata in tessuto lavabile con imbottitura interna. Dotata di 5 scomparti interni. Dimensioni: 19x28 cm circa.

---

BOR84041 - ROTOLO PORTA LARINGOSCOPIO ROSSO

---



### BORSETTE MINI

---

Dimensioni: 15x12x8,5 cm circa

---

BOR89458 - BORSETTA MINI NERA

---



### FIRST AID POUCH - BOR87061

---

Realizzato in tessuto antistrappo e impermeabile di colore rosso. Dotato di 2 tasche a rete per il materiale di soccorso. Predisposto per il trasporto a cintura. Dimensioni: 15x10x23 cm circa. Peso: 130 g circa.



### BORSETTA IN TESSUTO - BOR84072

---

Borsetta in tessuto antistrappo e impermeabile di colore blu. Dotata di tracolla. Dimensioni: 29x16x16 cm circa. Peso: 210 g circa. Fornita vuota.

## E-HOLSTER

---

### E-HOLSTER VUOTI

---

Tessuto antistrappo e impermeabile. 5 suddivisioni con apposite tasche per guanti o laccio e per Pen Light. Passante per cintura da 5,5 cm circa.  
Dimensioni: 14x3x19 cm circa.  
Peso: 100 g circa. Fornito vuoto.

---

BOR84062 - E-HOLSTER BLU VUOTO  
BOR84063 - E-HOLSTER ROSSO VUOTO

---

### E-HOLSTER COMPLETI

---

Tessuto antistrappo e impermeabile. 5 suddivisioni con apposite tasche complete di: forbice di pronto soccorso, pinzetta anatomica, pinza cocher, pen light e laccio emostatico.  
Passante per cintura da 5,5 cm circa.  
Dimensioni: 14x3x19 cm circa.  
Peso: 200 g circa.

---

BOR84064 - E-HOLSTER BLU COMPLETO  
BOR84065 - E-HOLSTER ROSSO COMPLETO

---



## ARMADIETTI

---



### VISIO TECA PER DEFIBRILLATORE - DEF040

---

Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato con verniciatura a polvere di epossipoliestere RAL9010 bianco, passaggio in galleria termica 180°.

1 anta finestrata, cerniere con perno zincato apertura 180°. Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata

Dimensioni: 452x425x160 mm circa

Peso: 6 kg circa.



### ARMADIETTO - CAV605

---

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere con Bordi arrotondati. Base porta flaconi rimovibile, tre ripiani in acciaio e anta dotata di tre porta accessori. Serratura con chiave. Dimensioni: 402x202x483(h) mm circa. Peso: 6,60 kg circa.

## VALIGIE IN ALLUMINIO

---



### VALIGIA IN ALLUMINIO TIPO A - VAL42000

---

Valigia di emergenza in alluminio tipo "A". Realizzata in alluminio anodizzato con Interno in termoplastico lavabile e disinfettabile a sistema modulare. Predisposizione per bombola ossigeno da 1 o 2 litri.

Dimensioni: 52x36x17 cm circa.

Peso: 5,7 kg circa. Fornita vuota.

---

VAL42000 - VALIGIA IN ALLUMINIO TIPO A  
VAL42010 - 2 RAIL PORTAFIALE 13 POS.  
SU PIASTRA

---



### VALIGIA IN ALLUMINIO TIPO B - VAL43000

---

Valigia di emergenza in alluminio tipo "B". Realizzata in alluminio anodizzato con Interno in termoplastico lavabile e disinfettabile a sistema modulare. Predisposizione per bombola ossigeno da 1 o 2 litri. Vaschetta interna mobile in termoplastico con rail porta fiale (max 60 fiale).


Dimensioni: 52x36x24 cm circa.

Peso: 7,6 kg circa. Fornita vuota.

---

VAL43000 - VALIGIA IN ALLUMINIO TIPO B

---



### PORTA FIALE RAIL - EASY-RAIL

---

Sono disponibili sistemi porta fiale RAIL e EASY-RAIL realizzati in metallo verniciato con gomma interna, adatti a fiale di qualsiasi dimensione. Su richiesta indichiamo le misure disponibili.

## VALIGIE IN ABS

---



### VALIGIA IN ABS TIPO SAN - VAL40130

---

Realizzata in abs antiurto di colore arancio. Dotata di supporto di ancoraggio a parete. 2 parti eguali con scomparti interni mobili e 2 divisorie completamente trasparenti. Dimensioni: 32,5x12,5x21,5 cm circa. Peso: 1,1 kg circa. Fornita vuota.



### VALIGIA IN ABS TIPO MULTI - VAL40110

---

Realizzata in abs antiurto di colore arancio. Dotata di supporto di ancoraggio a parete. 2 parti eguali con scomparti interni mobili e 2 divisorie completamente trasparenti. Dimensioni: 42x15x30 cm circa. Peso: 3,3 kg circa. Fornita vuota.



### VALIGIA IN ABS TIPO MEDIC

---

Realizzata in abs antiurto di colore arancio con coperchio trasparente o arancio. Dotata di supporto di ancoraggio a parete. Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm circa. Peso: 1,6 kg circa. Fornita vuota.

---

CAV399 - MEDIC 2 COPERCHIO TRASPARENTE  
CAV401 - MEDIC 2 COPERCHIO ARANCIO

---



### VALIGIA IN ABS TIPO FLEXI - CAV406

---

Realizzata in polipropilene antiurto di colore arancio. Dotata di supporto di ancoraggio a parete. Dimensioni: 25,5x9x19,5 cm circa. Peso: 0,45 kg circa. Fornita vuota.

## VALIGIE WATER PROOF

---



### BOSCAROL HIGH IMPACT CASE

---

Valigia a tenuta stagna in polipropilene pareti spesse con guarnizione ermetica e valvola automatica di pressurizzazione. Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura. Manico morbido e doppia predisposizione lucchetto. Predisposizione cintura a tracolla. Sistema di impilabilità. Cerniera lungo tutto il profilo della valigia. Perni in nylon. Spugne cubettate e bugnate disponibili su richiesta. Predisposizione per etichetta resinata. Disponibile in tre dimensioni.

Piccola: 33,6x30x14,8 cm. Peso: 1,75 kg.

Media: 46,4x36,6x17,6 cm. Peso: 2,78 kg.

Grande: 55,5x42,8x21,1 cm. Peso: 3,86 kg.

---

VAL43140 - BOSCAROL HIGH IMPACT CASE PICCOLA

VAL43141 - BOSCAROL HIGH IMPACT CASE MEDIA

VAL43142 - BOSCAROL HIGH IMPACT CASE GRANDE

---



### VALIGIA EXPLORER

---

Valigia a tenuta stagna fino a 10 m. Valvola di pressurizzazione. Resistente agli agenti corrosivi. Robuste chiusure a scatto con predisposizione per il lucchetto o per piombo.

Disponibile in diverse dimensioni.

EXPLORER MINI

Dim.: 30,5x19,5x27h cm - Peso: 1,9 kg

EXPLORER P

Dim.: 41x20,5x34 cm - Peso: 3,1 kg

EXPLORER M

Dim.: 52x23x43,5 cm - Peso: 4,6 kg

EXPLORER

Dim.: 44,5x34,5x19 cm. Peso: 4 kg

EXPLORER G

Dim.: 65x24x51 cm - Peso: 7,1 kg

---

VAL43151 - EXPLORER MINI

VAL43152 - EXPLORER P

VAL43162 - EXPLORER M

VAL43164 - EXPLORER

VAL43172 - EXPLORER G

VAL43174 - EXPLORER P CON 4 BORSETTE

VAL43176 - EXPLORER M CON 5 BORSETTE

VAL43178 - EXPLORER G CON 6 BORSETTE

---



## PRODOTTI PER L'EMERGENZA SANITARIA

---

I nostri dispositivi medici per l'immobilizzazione e il trasporto nascono dalla volontà di fornire prodotti dedicati al settore specifico dell'emergenza sanitaria.

## MADE IN ITALY

---

Le realizzazioni MADE IN ITALY ci permettono di offrire dispositivi medici di alta qualità, verificando e tracciando ogni fase di produzione.

## VALVOLA DI ASPIRAZIONE

---



Tutti i nostri dispositivi medici a depressione sono dotati della valvola di aspirazione appositamente progettata e brevettata dalla Oscar Boscarol srl.

## MATERASSI A DEPRESSIONE

---



### SDM - IMM120012

---

Realizzato in tessuto ad alta resistenza, con 3 camere indipendenti, 4 maniglie di trasporto per lato, 3 cinture di sicurezza. Radiotrasparente e TAC compatibile.

Dimensioni: 210x87 cm circa

Peso: 8,4 kg circa.

È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745



### PROFI - IMM120150

---

Realizzato in tessuto ad alta resistenza, con 3 camere indipendenti e telo protettivo sotto il materasso; 4 maniglie di trasporto per lato ricavate nel telo, 2 maniglie testa e 2 maniglie piedi, 3 cinture di sicurezza. Radiotrasparente e TAC compatibile.

Dimensioni: 210x90 cm circa

Peso: 10,5 kg circa.

È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745



### PROFI EVOLUTION - IMM120129

---

Realizzato in tessuto ad alta resistenza, con 3 camere indipendenti e telo protettivo sotto il materasso; 4 maniglie di trasporto per lato ricavate nel telo, 2 maniglie testa e 2 maniglie piedi, 3 cinture di sicurezza. Radiotrasparente e TAC compatibile. Dotato di due asole che permettono il fissaggio del materasso con il paziente alla barella attraverso l'utilizzo delle cinture di fissaggio della stessa. Nuova posizione più sicura della valvola di aspirazione compatta posizionata tra il materasso e il telo protettivo.

Dimensioni: 210x90 cm circa

Peso: 11 kg circa È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745.

## MATERASSO E STECCOBENDE A DEPRESSIONE

---



### BABY - IMM120060

---

Materasso a depressione Baby per il soccorso ed il trasporto pediatrico e neonatale. Realizzato in tessuto ad alta resistenza, dotato di 6 maniglie di trasporto e valvola di aspirazione Ventil. Radiotrasparente e TAC compatibile. Dimensioni: 100x64 cm circa.



### STECCOBENDE A DEPRESSIONE

---

Tessuto ad alta resistenza, facilmente lavabile. Immobilizza ma non comprime e permette la naturale circolazione del sangue. Può essere usata anche su bambini. Valvola di aspirazione in plastica posizionata sul lato esterno. Radiotrasparente. È un dispositivo medico CE. Dimensioni stecc. mano: 50,5x33 cm circa  
Dimensioni stecc. braccio: 75x47 cm circa  
Dimensioni stecc. gamba: 92x64 cm circa  
Dimensioni stecc. gamba da 108: 108x64 cm circa. Radiotrasparente e TAC compatibile. Disponibili singolarmente o in set da 2 o 3 steccobende, completi di borsa o borsa e pompa di aspirazione.

---

IMM120172 - STECCOBENDA A DEPRESSIONE GAMBA DA 108CM

IMM120174 - STECCOBENDA A DEPRESSIONE MANO

IMM120176 - STECCOBENDA A DEPRESSIONE BRACCIO

IMM120178 - STECCOBENDA A DEPRESSIONE GAMBA

IMM120200 - SET 2 STECCOBENDE A DEPRESSIONE CON BORSA

IMM120180 - SET 2 STECCOBENDE A DEPRESSIONE COMPLETO (BORSA E POMPA)

IMM120190 - SET 3 STECCOBENDE A DEPRESSIONE CON BORSA

IMM120184 - SET 3 STECCOBENDE A DEPRESSIONE COMPLETO (BORSA E POMPA)

IMM120218 - BORSA PER STECCOBENDE A DEPRESSIONE

---

## ACCESSORI PER DISPOSITIVI A DEPRESSIONE

---



### MAXI POMPA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO - IMM120240

---

Pompa di aspirazione per materassi e steccobende a depressione, realizzata in alluminio. Supporto per l'appoggio del piede per facilitare l'aspirazione.

Dimensioni: 13x5,5x54 cm circa.

Peso: 1,4 kg circa.



### MINIPOMPA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO - IMM120260

---

Mini pompa d'aspirazione per steccobende a depressione, realizzata in alluminio.

Dimensioni: 4x32 cm circa.

Peso: 500 g circa.



### SACCA PORTA MATERASSO - IMM120030

---

Sacca portamaterasso a depressione in tessuto antistrappo e impermeabile, dotata di maniglie di trasporto. Viene fornita con i materassi a depressione richiesti completi di borsa ed è utilizzabile per tutti i materassi a depressione che produciamo.

Dimensioni: 89x24x72(h) cm circa.



### SET RIPARAZIONE - AIM5000

---

Contiene cinque pezzi di tessuto pvc ed un flacone di collante speciale. Utilizzo: assicurarsi che il punto danneggiato sia senza olio né grasso, pulirlo accuratamente e renderlo ruvido; applicare il collante speciale e lasciarlo seccare (controllare con il retro delle dita); applicare il tessuto con una pressione decisa sulla parte interessata; verificarne la tenuta.

## STECCOBENDE RIGIDE E SSPLINT

### STECCOBENDE RIGIDE

Steccobende rigide per l'immobilizzazione degli arti superiori e inferiori, realizzate in pvc e nylon. Lavabili e radiotrasparenti, con chiusure tipo velcro.

Dimensioni st. superiore: 51x27,5x3,5 cm.

Dimensioni st. inferiore: 74x40x3,5 cm.

Disponibile in set da 2 steccobende completo di borsa di trasporto.

---

IMM123100 - STECCOB. RIGIDA SUPERIORE

IMM123110 - STECCOB. RIGIDA INFERIORE

IMM123120 - SET 2 STEC. RIG. IN CUSTODIA

IMM123125 - BORSA PER STECCOB. RIGIDE

---



### STECCOBENDE SSPLINT

Steccobenda SSPLINT con anima in alluminio per l'immobilizzazione semplice degli arti, realizzata in neoprene. Chiusure di modellazione in velcro, leggera e facilmente lavabile anche in lavatrice.

Dimensioni st. gamba: 58x21x0,6 cm (non indicata per le fratture del femore).

Dimens. st. braccio: 60,5x17x0,6 cm.

Dimens. st. avambraccio: 39x16x0,6 cm.

Dimens. st. polso: 32x15x0,6 cm.

Dim. st. gomito/caviglia: 57x18x0,6 cm.

Disponibile in set da 5 steccobende completo di borsa di trasporto.

---

IMM124030 - SSPLINT OB SET 5 PZ E BORSA

IMM124031 - SSPLINT OB GAMBA

IMM124032 - SSPLINT OB BRACCIO


IMM124033 - SSPLINT OB AVAMBRACCIO

IMM124034 - SSPLINT OB POLSO

IMM124035 - SSPLINT OB CAVIGLIA

IMM123154R - BORSA PER SSPLINT ROSSA

---



## COLLARI CERVICALI FIRST MONOVALVA

Collare di immobilizzazione cervicale FIRST monovalva realizzato con stampo ad iniezione, assicura una perfetta immobilizzazione del segmento cervicale. Dotato di apertura frontale per il controllo della trachea. Realizzato in polipropilene radiotrasparente con imbottitura non assorbente. È un dispositivo medico CE. Disponibile in diverse misure indicate di seguito e in set da 2, 3, 4 o 6 collari in custodia.



**0 INFANT ROSA - IMM124100**

Misura: 0 - Infant di colore rosa



**1 PEDIATRIC AZZURRO - IMM124102**

Misura: 1 - Pediatric di colore azzurro



**2 NECKLESS VIOLA - IMM124104**

Misura: 2 - Neckless di colore viola



**3 SHORT BLU - IMM124106**

Misura: 3 - Short di colore blu



**4 REGULAR ARANCIO - IMM124108**

Misura: 4 - Regular di colore arancio



**5 TALL VERDE - IMM124110**

Misura: 5 - Tall di colore verde



**SET DA 3 O 4 COLLARI**

IMM124112: set di 3 collari OB NEW monovalva (misura dalla 1 alla 3) con borsa di trasporto.  
IMM124114: set di 4 collari OB NEW monovalva (misura dalla 1 alla 4) con borsa di trasporto.



**SET DA 6 COLLARI - IMM124116**

Set di 6 collari OB NEW monovalva (misura dalla 0 alla 5), completo di borsa di trasporto.  
IMM120656: borsa di trasporto

## COLLARI CERVICALI TWIN ART A 2 PEZZI

Collare di immobilizzazione cervicale TWIN ART a 2 pezzi realizzato con stampo ad iniezione, assicura una perfetta immobilizzazione del segmento cervicale. Dotato di apertura frontale per il controllo della trachea. Realizzato in polipropilene radiotrasparente con imbottitura non assorbente. E' un dispositivo medico CE. Disponibile in diverse misure indicate di seguito e in set da 2, 3 o 6 collari in custodia.



**0 INFANT ROSA - IMM120782**

Misura: 0 - Infant di colore rosa



**1 PEDIATRIC AZZURRO - IMM120784**

Misura: 1 - Pediatric di colore azzurro



**2 NECKLESS VIOLA - IMM120786**

Misura: 2 - Neckless di colore viola



**3 SHORT BLU - IMM120788**

Misura: 3 - Short di colore blu



**4 REGULAR ARANCIO - IMM120790**

Misura: 4 - Regular di colore arancio



**5 TALL VERDE - IMM120792**

Misura: 5 - Tall di colore verde



**SET DA 3 COLLARI - IMM120794**

Set di 6 collari OBNECK a 2 pezzi (misura dalla 1 alla 3), completo di borsa di trasporto.



**SET DA 6 COLLARI - IMM120796**

Set di 6 collari OBNECK a 2 pezzi (misura dalla 0 alla 5), completo di borsa di trasporto.

## COLLARI CERVICALI REGOLABILI

---



### COLLARI REGOLABILI CHAMPION

---

Nuovo collare a doppia valva regolabile. Immobilizzazione del rachide cervicale e riduce la flessione-estensione. Foro centrale per il controllo della trachea. Design piatto due pezzi per posizionamento in spazi limitati. Estremità del velcro in arancione per migliore individuazione della presa. Struttura in polietilene, imbottitura in LD bianco, bottoncini in nylon e chiusura con cinturini in velcro. Radiotrasparente. Latex-Free. Lavabile in acqua a 30°C con sapone neutro.

---

9030 - COLLARE CHAMPION ADULTO

9031 - COLLARE CHAMPION PEDIATRICO

---



### COLLARI REGOLABILI FAST

---

Nuovo collare regolabile. Immobilizzazione del rachide cervicale e riduce la flessione-estensione. Foro centrale per il controllo della trachea. Design piatto in un pezzo per posizionamento in spazi limitati. Struttura in polietilene, imbottitura in LD bianco, bottoncini in nylon e chiusura con cinturini in velcro. Radiotrasparente. Latex-Free. Lavabile in acqua a 30°C con sapone neutro.

---

9015 - COLLARE FAST ADULTO

9015PED - COLLARE FAST PEDIATRICO

---



### COLLARI REGOLABILI PATRIOT

---

Collare regolabile in 4 posizioni: Low, Short, Regular, Tall per una perfetta immobilizzazione. Dotato di apertura frontale per il controllo della trachea. Facilmente lavabile. Radiotrasparente.

---

PHP-PA - PATRIOT ADULTO

PHP-PP - PATRIOT PEDIATRICO

PHP-PA-G - PATRIOT ADULTO VERDE OLIVA

---

## COLLARI CERVICALI E DISPOSITIVI DI IMMOBILIZZAZIONE



### COLLARI STIFNECK

Collare Stifneck utilizzabile in 4 posizioni: Low, Short, Regular, Tall per una perfetta immobilizzazione. Dotato di apertura frontale per il controllo della trachea. Facilmente lavabile. Radiotrasparente.

IMM120648 - COLLARE STIFNECK ADULTO  
IMM120650 - COLLARE STIFNECK PEDIATRICO



### COLLARI ECO

Collare di immobilizzazione cervicale, realizzato in elastolene/veolene ad alta densità, indeformabile, resistente agli agenti esterni, totalmente atossico. Chiusura tipo velcro. Radiotrasparente.

IMM120776 - COLLARE ECO PICCOLO N. 0  
IMM120774 - COLLARE ECO MEDIO N. 2  
IMM120778 - COLLARE ECO GRANDE N. 3  
IMM120770 - SET 3 COLLARI ECO (0-2-3)



### COLLARI MORBIDI

Collare cervicale rigido con struttura in polietilene con fori per l'aerazione. Regolazione verticale ed orizzontale. Imbottitura molto morbida, rivestimento in similpelle e cotone.

IMM120830 - COLLARE MORBIDO MIS. S  
IMM120832 - COLLARE MORBIDO MIS. M  
IMM120834 - COLLARE MORBIDO MIS. L  
IMM120836 - COLLARE MORBIDO MIS. XL



### RESCUE CAN - 6400300

Rescue Can, galleggiante di soccorso, leggero ed indistruttibile. Stampato in polietilene ad alta densità senza giunture. Dotato di cima galleggiante di 186 cm e di fascia per le spalle. Non omologato dalla Capitaneria Di Porto.

## TAVOLA SPINALE E TELO PORTA FERITI



### TAVOLA SPINALE OB

Tavola spinale realizzata con materiale plastico ad alta resistenza, ideale per le difficoltà degli interventi quotidiani. Dotata di 4 asole per il fissaggio veloce e totale del fermacapo e di 2 incavi nella parte di appoggio per chi blocca la base nel modo tradizionale, che permettono ai cinturini a strappo di non rompersi durante l'utilizzo. Dotata di 20 maniglie per il trasporto. È un dispositivo medico CE.

Disponibile con fermacapo universale OB e cinture di immobilizzazione con custodia, oppure con fermacapo WIND e sistema di conture a ragno rifrangenti.

Dimensioni: 184x41x5,5 cm circa.

Portata massima: 150 kg.

Peso: 5,5 kg circa.



### TELO PORTAFERITI- IMM120321

Nuovo telo portaferiti ancora più resistente, realizzato con tessuto PVC impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Perimetro rinforzato con nastro di 4 cm con doppia cucitura su entrambi i lati. Portata massima fino a 150 kg. Dotato di otto maniglie laterali. È un dispositivo medico CE, conforme alla norma EN1865-1. Dimensioni: 187x70 cm circa.

Peso: 1,2 kg circa.

---

IMM121074 - TAVOLA SPINALE OB

IMM121076 - TAVOLA SPINALE OB CON CINTURE DI IMMOBILIZZAZIONE E FERMACAPO OB

IMM121075 - TAVOLA SPINALE OB CON CINTURE DI IMMOBILIZZAZIONE E FERMACAPO WIND

---

## TAVOLA SPINALE

---



### TAVOLA SPINALE OB - IMM121074A

---

Dispositivo medico di tipo professionale destinato all'immobilizzazione e al trasporto, in posizione orizzontale, di pazienti con traumi alla spina dorsale o agli arti

Realizzata interamente in materiale plastico (PE) con caratteristiche di radiotrasparenza e impermeabilità

Dotata di:

21 maniglie per il trasporto (10 disposte su ogni lato lungo e 1 sul lato corto della barella in corrispondenza della posizione dei piedi del paziente)


2 cinture di sicurezza per una sicura immobilizzazione del paziente

Dimensioni: 182X45X6 cm circa

Peso: 8,15 kg circa

Portata massima: 150 kg

È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745



### TAVOLA SPINALE OB PEDIATRICA - IMM121074P

---

Dispositivo medico di tipo professionale destinato all'immobilizzazione e al trasporto, in posizione orizzontale, di pazienti con traumi alla spina dorsale o agli arti

Realizzata interamente in materiale plastico (PE) con caratteristiche di radiotrasparenza e impermeabilità

Dotata di:

14 maniglie per il trasporto (7 disposte su ogni lato lungo)

2 cinture di sicurezza per una sicura immobilizzazione del paziente

Portata massima: 40 kg

Dimensioni: 135x35x5 cm circa

Peso: 3,65 kg circa

È un dispositivo medico CE in conformità al Regolamento Europeo MDR 2017/745

### CINTURE PER SPINALI - IMM121033

---

## FERMACAPI UNIVERSALI

---



### FERMACAPO UNIVERSALE OB - IMM121631R

---

Realizzato in schiumato ad alta densità trattato e idrorepellente di colore rosso  
Composto da 1 cuscino base, 2 cuscinetti supporto testa con apertura per accesso alle orecchie, 2 mentoniere con imbottitura centrale e 8 cinghiette, 2 cinturini a nastro con velcro già integrati alla base per il posizionamento del fermacapo sulla barella. Radiotrasparente  
Dimensioni: 40x26x16 cm circa  
Peso: 880 g circa



### FERMACAPO UNIVERSALE OB PEDIATRICO IMM121631P

---

Realizzato in schiumato ad alta densità trattato e idrorepellente di colore rosso  
Composto da 1 cuscino base, 2 cuscinetti supporto testa con apertura per accesso alle orecchie, 2 mentoniere con imbottitura centrale e 4 cinghiette, 3 nastri con velcro già integrati alla base per il posizionamento del fermacapo sulla barella. Radiotrasparente  
Dimensioni: 34x26x15 cm circa  
Peso: 500 g circa



### FERMACAPO UNIVERSALE WIND - IMM121640


---

Realizzato in MDF imbottito e rivestito in materiale lavabile disinfettabile ed idrorepellente termosaldato. I due cuscinetti supporto testa, con apertura per l'accesso alle orecchie, sono integrati nella base e se non utilizzati fanno corpo unico con la base stessa. Permette di stivare la barella con il fermacapo fissato sempre pronta all'uso. Completo di 2 mentoniere, 2 cinturini con velcro, 8 cinghiette con anello e 2 nastri con velcro per il fissaggio alla tavola spinale. Radiotrasparente.  
Dimensioni: 44,5x30x2,5 cm circa.  
Peso: 1,2 kg circa.

## CTS - CHILDREN TRANSPORT UNIT - IMM120050

### TRASPORTO EMERGENZA PEDIATRICA

Sistema di contenimento e trasporto di neonati e bambini in assoluta sicurezza a bordo delle ambulanze. Tessuto fantasia leggermente imbottito.



### DA 1 A 24 MESI

Dispositivo destinato ad essere utilizzato per il trasporto di bambini e neonati indicativamente da 1 a 24 mesi (lunghezza spalla/cavallo da 35 a 57 cm).



### ANCORAGGIO ALLA BARELLA

Dotato di cinture di sicurezza che permettono di bloccare il paziente in 3 punti all'interno della sacca. Dotato di 3 cinture che permettono di fissare il CTS alla barella. Completo di custodia. E' un dispositivo medico CE. Dimensioni: 110x70 cm circa.



# INFANT TRANSPORT UNIT - IMM120071


## TRASPORTO EMERGENZA NEONATI

Sistema per il trasporto dei neonati in caso di emergenza, offre un ambiente caldo e protetto in condizioni di sicurezza. Tessuto in PVC di colore fantasia. 3 lati trasparenti per il completo controllo del neonato da parte del personale.



## CINGHIE INTERNE

Nuova versione PLUS completa di cinghie interne per il fissaggio del paziente. Materasso interno per un trasporto confortevole. Realizzazione a borsa ripiegabile che permette di essere agevolmente richiusa e trasportata.




## ANCORAGGIO ALLA BARELLA

Dotato di 2 maniglie esterne per il trasporto e fornito completa di borsa di trasporto. Predisposto per l'ancoraggio alla barella dell'ambulanza. Dimensioni aperta: 90x38x34,5 cm circa. Dimensioni chiusa: 90x38x15 cm circa.

## BARELLE DI SOCCORSO

---



### BARELLA A CUCCHIAIO - 630

---

Barella a cucchiaio realizzata in alluminio. Efficace dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella. Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico. Borsa con 3 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente. Portata max: 170 kg. Peso: 10 kg circa. Altezza: 7 cm circa. Larghezza: 43 cm circa. Lunghezza min.: 167 cm circa.

---

630 - BARELLA A CUCCHIAIO  
614 - STAFFE ORIZZONTALI  
616 - STAFFE VERTICALI

---



### BARELLA TOBOGA - 16100

---

Barella di soccorso molto leggera, indicata per il trasporto di feriti in condizioni disagiate. Realizzata in abs polimerico con telaio in alluminio. Completa di materassino in poliuretano espanso e poggiapiedi regolabile. Dotata di 4 cinture di sicurezza a sgancio rapido. Dotata di 12 maniglie per il trasporto. Predisposta per l'aggancio all'elicottero. Dimensioni: 216x61x17 cm circa. Portata max: 300 kg. Peso: 15 kg circa.

---

16100 - BARELLA TOBOGA  
16100-005 - IMBRAGATURA SOLLEVAMENTO  
16100-002 - GALLEGGIANTE PER BARELLA

---

## BARELLE DI SOCCORSO



### BARELLA DI EMERGENZA X1

Barella di emergenza in alluminio. Pieghevole in lunghezza con fermi di sicurezza in posizione di utilizzo. Telo in tessuto ignifugo antistrappo resistente e lavabile con rinforzo centrale. Dotata di 2 cinture di sicurezza a sgancio automatico. Maniglie estraibili rivestite in materiale plastico antisdrucchiolo. Disponibile con ruote e piedini.

Dimensioni aperta: 230x55,6x13,7 cm circa.

Dimensioni chiusa: 192x15x14,5 cm circa.

Peso: 9 kg circa.

IMM121532 - BARELLA X1 CON 4 PIEDINI

IMM121534 - BARELLA X1 CON 4 RUOTE

IMM121530 - BARELLA X1 CON 2 PIEDI E 2 RUOTE



### BARELLA DI EMERGENZA X2

Barella di emergenza realizzata in alluminio. Pieghevole in lunghezza e in larghezza con fermi di sicurezza in posizione di utilizzo. Telo in tessuto ignifugo antistrappo resistente e lavabile con rinforzo centrale. Dotata di 2 cinture di sicurezza a sgancio automatico. Maniglie estraibili rivestite in materiale plastico antisdrucchiolo.

Dimensioni aperta: 230x55,6x13,7 cm circa.

Dimensioni chiusa: 104x15x14,5 cm circa.

Meno ingombrante. Peso: 9 kg circa.

IMM121538 - BARELLA X2 CON 4 PIEDINI

IMM121540 - BARELLA X2 CON 4 RUOTE

IMM121536 - BARELLA X2 CON 2 PIEDI E 2 RUOTE



### CUSCINO ANATOMICO PER BARELLA - IMM122050

Cuscino anatomico per barelle, realizzato in materiale antibatterico, ignifugo e lavabile. Completamente termosaldato.

Dimensioni: 40x27x7 cm circa.

Peso: 300 g circa.



### CUSCINO CONFORMATO PER BARELLA - IMM122070

Cuscino conformato per barelle. Realizzato in materiale antibatterico, ignifugo e lavabile di colore arancio. Completamente termosaldato.

Dimensioni: 38x25x14 cm circa.

Peso: 400 g circa.



## PALLONI DI VENTILAZIONE IN SILICONE

---



### PALLONE ADULTO IN SILICONE - 1333124

---

Pallone di ventilazione in silicone trasparente autoclavabile a 121°C  
Capacità: 1700 ml. Valvola paziente con connessione girevole a 360°. Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione. Versione completa dotata di maschera n. 5, reservoir e tubo ossigeno.  
Certificato CE in classe IIa.



### PALLONE PEDIATRICO IN SILICONE- 1333122

---

Pallone di ventilazione in silicone trasparente autoclavabile a 121°C  
Capacità: 500 ml. Valvola paziente con connessione girevole a 360°. Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione. Versione completa dotata di maschera n. 3, reservoir e tubo ossigeno.  
Certificato CE in classe IIa.

## PALLONI DI VENTILAZIONE IN PVC MONOUSO



### ADULTO IN PVC - 1331324

Pallone di ventilazione monouso adulto in pvc.  
Capacità: 1600 ml. Valvola paziente con connessione girevole a 360°. Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione. Versione completa dotata di maschera n. 5, reservoir e tubo ossigeno.  
Latex free.  
Certificato CE in classe IIa.



### PEDIATRICO IN PVC - 1331322

Pallone di ventilazione monouso pediatrico in pvc. Capacità: 500 ml. Valvola paziente con connessione girevole a 360°. Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione. Versione completa dotata di maschera n. 3, reservoir e tubo ossigeno.  
Latex free.  
Certificato CE in classe IIa.



### NEONATALE IN PVC - 1331321

Pallone di ventilazione monouso neonatale in pvc.  
Capacità: 240 ml. Valvola paziente con connessione girevole a 360°. Valvola di sicurezza regolabile per la sovrappressione. Versione completa dotata di maschera n. 1, reservoir e tubo ossigeno.  
Latex free.  
Certificato CE in classe IIa.

## MASCHERE DI VENTILAZIONE

---



### MASCHERE IN SILICONE

---

Maschera di ventilazione trasparente con bordo a labbro per la massima aderenza al viso, realizzata in silicone autoclavabile. La conchiglia trasparente permette il monitoraggio del paziente durante la ventilazione.

PAL32050 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 0  
PAL32054 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 1  
PAL32058 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 2  
PAL32062 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 3  
PAL32066 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 4  
PAL32070 - MASCHERA IN SILICONE MIS. 5

---



### MASCHERE MONOUSO CUSCINETTO ARIA

---

Maschera di ventilazione monouso  
Realizzata in materiale plastico trasparente con cuscinetto d'aria gonfiabile (dotata di connettore per gonfiaggio)

1210230 - MISURA 0  
1210231 - MISURA 1  
1210232 - MISURA 2  
1210233 - MISURA 3  
1210234 - MISURA 4  
1210235 - MISURA 5

---

## VALVOLE, FILTRI E RESERVOIR

---



### RESERVOIR PALLONI SENZA VALVOLA

---

Reservoir monouso per palloni di ventilazione OB senza valvola.

---

PAL34350 - 2500 ml  
PAL34356 - 900 ml

---



### FILTRO MONOUSO - 3505879

---

Filtro monouso per palloni di ventilazione e respiratori automatici. Confezione sterile.

## SET DI VENTILAZIONE



### BORSETTA DI RIANIMAZIONE

Borsetta di rianimazione realizzata in tessuto antistrappo impermeabile, con tracolla per il trasporto, completa di: pallone di ventilazione, 2 maschere di ventilazione, reservoir, tubo collegamento fonte ossigeno, 5 canule di Güdel. Dimensioni: 28x15x16h cm circa. Peso: 1 kg circa.

VAL40910 - BORSETTA PALLONE SILICONE  
VAL40916 - BORSETTA PALLONE PVC



### VALIGIA DI RIANIMAZIONE SILICONE - VAL40902

Valigia in abs con coperchio trasparente, contenente 1 pallone di ventilazione in silicone autoclavabile, 3 maschere di ventilazione in silicone, reservoir, tubo ossigeno, 5 canule di Güdel. Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm. Peso: 2,3 kg circa.



### SET PEDIATRICO/NEONAT. MONOUSO PVC - VAL44281

Set 2 palloni di ventilazione in pvc monouso in borsetta, completo di: 1 pallone di ventilazione neonatale da 240 ml  
1 pallone di ventilazione pediatrico da 500 ml  
2 maschere di ventilazione  
Reservoir e tubo ossigeno  
3 cannule di Güdel  
Dimensioni: 25x25x8 cm circa



### VALIGIA DI RIANIMAZIONE PVC - VAL40905

Valigia in abs con coperchio trasparente, contenente 1 pallone di ventilazione in pvc monouso, 3 maschere di ventilazione monouso, reservoir, tubo ossigeno, 5 canule di Güdel. Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm. Peso: 2,2 kg circa.



## AFFIDABILITÀ

---

Dispositivi di diagnostica selezionati tra i migliori produttori disponibili sul mercato: tutti i dispositivi che commercializziamo vengono verificati scrupolosamente secondo procedure documentate per garantirne affidabilità e qualità.

## STETOSCOPI

---



### STETOSCOPI SINGLE HEAD

---

Fonendoscopio linea tradizionale in alluminio, leggero e privo di lattice. Archetto in ottone e ghiera anti-brivido. Dispositivo medico in classe I conforme all'MDR 2017/745

---

32560 - SINGLE HEAD NERO  
32561 - SINGLE HEAD ROSSO  
32562 - SINGLE HEAD BLU  
32563 - SINGLE HEAD GIALLO  
32564 - SINGLE HEAD VIOLA

---



### STETOSCOPI PEDIATRICI

---

Fonendoscopio PEDIATRICO linea tradizionale in alluminio, leggero e privo di lattice. Archetto in ottone e ghiera anti-brivido. Dispositivo medico in classe I conforme all'MDR 2017/745

---

32557 - PEDIATRICO SINGLE HEAD ROSA  
32559 - PEDIATRICO SINGLE HEAD AZZURRO

---



### STETOSCOPIO SINGLE HEAD - HS30N

---

Stetoscopio professionale  
Alta sensibilità  
Testa Silver  
Ottima trasmissione del suono  
Ottime rifiniture  
Leggero  
È un dispositivo medico CE.



### STETOSCOPIO DUAL HEAD

---

Duofono linea tradizionale in alluminio, leggero e privo di lattice  
Archetto in ottone e ghiera anti-brivido  
Dispositivo medico in classe I conforme all'MDR 2017/745

---

32656 - DUAL HEAD NERO  
32666 - DUAL HEAD ROSSO

---

## SFIGMOMANOMETRI

---



### SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE - HS2000

---

Sfigmomanometro aneroide standard con manometro ad alta visibilità con scala graduata fino a 300 mm/Hg. Bracciale in nylon con chiusura a velcro. Pera di gonfiaggio separata con valvola di regolazione e rilascio della pressione. Fornito con custodia di trasporto.



### SFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO PALMARE GRANDE - DIA 100070N

---

Sfigmomanometro palmare con manometro grande con scala graduata fino a 300 mm/Hg, completo di 2 bracciali, (neonatale e pediatrico) in tessuto fantasia con chiusura a velcro. Valvola con fine regolazione. Fornito con custodia di trasporto in tessuto fantasia. Classe di rischio secondo la Direttiva 93/42/CEE: I m. Il dispositivo è conforme al regolamento REACH in vigore.



### SFIGMOMANOMETRO PALMARE - HS201C1

---

Sfigmomanometro palmare con cuffia di colore nero  
Grande manometro con scala graduata fino a 300 mm/Hg (diametro 65 mm)  
Bracciale dotato di anello "D", in nylon di colore nero con chiusura a velcro  
Pera di gonfiaggio con valvola di regolazione della pressione  
Accuratezza della misura:  $\pm 3$  mmHg  
Destinato a un utilizzo laico e professionale  
Pratica custodia di protezione e trasporto

## SFIGMOMANOMETRI

---



### SFIGMOMANOMETRO PROFESSIONALE - HS-201Q1

---

Sfigmomanometro professionale ad 1 tubo  
Grande manometro con scala graduata fino a 300 mm/Hg (70 mm di diametro)  
Bracciale con chiusura a velcro  
Valvola di scarico a vite con regolazione fine, o con bottone di scarico rapido.  
Rotazione del manometro che ne permette l'utilizzo da parte degli operatori destri e mancini  
Pratica custodia di protezione e trasporto  
È un dispositivo medico CE



### SFIGMOMANOMETRO CON STETOSCOPIO - 32693

---

KIT YTON costituito da sfigmomanometro e stetoscopio  
Sfigmomanometro classico con bracciale in nylon, chiusura in velcro, pera in lattice con valvola cromata e manometro staccato agganciabile sul bracciale.  
Rubinetto dell'aria cromato con regolazione del rilascio di aria tramite valvola a vite.  
Scala graduata ogni 2 mmHg, da 0 a 300 mmHg.  
Regolazione manuale del rilascio dell'aria possibile da 260 mmHg a 15 mmHg.  
Tempo di deflazione max 10 sec.  
Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente)  
Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip, in una scatola di cartone.

## SFIGMOMANOMETRI

---

### SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DIGITALE - LD-588

---



Display a lcd 52x59 mm  
Possibilità di memorizzare fino a 60 misurazioni  
Criterio: oscillometrico  
Scala di misurazione pressione: 40-260 mm/Hg  
Scala di misurazione battito: 40-160 battito/min  
Precisione:  $\pm 3$ mm/Hg (pressione)  $\pm 5\%$  (battito)  
Pressurizzazione: pressurizzazione automatica  
Depressurizzazione: depressurizzazione rapida con valvola  
Alimentazione: 4 batterie AA da 1,5V (non incluse)  
Dimensioni: 127x99x50 mm  
Peso: ca 255 g. senza batterie



### SFIGMOMANOMETRO DA TAVOLO - DIA02009

---

Sfigmomanometro aneroido circolare da parete e/o da tavolo (diametro 170 mm)  
Scala da 0 a 300 mm/Hg. Bracciale con chiusura a velcro e pera di gonfiaggio, tubo di connessione spiralato. Supporto d'ancoraggio a parete con porta bracciale a cestello. Classe di rischio secondo la Direttiva 93/42/CEE: I m. Il dispositivo è conforme al regolamento REACH in vigore.

## SFIGMOMANOMETRI OMRON

---



### SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO OMRON M2 - OMM2EC

---

Misuratore di pressione digitale da braccio. Compatto, completamente automatico, semplice e rapido. Rileva la presenza di battiti cardiaci irregolari. Memoria di un massimo di 30 misurazioni. Display LCD digitale. Fornito con custodia.



### SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO OMRON M3 - OMM3IWIN

---

Misuratore della pressione arteriosa digitale da braccio. Compatto, completamente automatico, semplice e rapido. Comodo gonfiaggio controllato (tecnologia "Intelli Sense"). Misurazione precisa grazie al Bracciale comfort "Intelli Wrap". Indicatore di corretto posizionamento del bracciale. Indicatore di movimento. Rileva la presenza di battiti cardiaci irregolari. Visualizzazione del valore medio delle ultime 3 misurazioni. Capacità di memoria di 60 misurazioni con data e ora per ciascun utente (1 e 2). Display LCD digitale. Alimentazione: 4 batterie AA (incluse) Dispositivo medico di classe IIa conforme alla Direttiva MDD/93/42/EE.

## PULSIOSSIMETRI

---



### PULSIOSSIMETRO A DITO ADULTO - FS20C-NS

---

Dispositivo per la misurazione della saturazione del sangue. Compatto e leggero è dotato di un display oled a colori. Rileva la saturazione ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca. Indicatore del livello di carica della batteria. Senza allarmi acustici. Fornito con 2 batterie AAA. Dimensioni: 58x33x36 mm circa. Peso massimo: 60g (batterie incluse). È un dispositivo medico CE in classe di rischio IIb (93/42/CEE).

---

FS20C-NS - PULSIOSSIMETRO A DITO ADULTO

FS-01 - CUSTODIA PER PULSIOS. A DITO

---



### PULSIOSSIMETRO HANDHELD - HS10A

---

Misuratore della saturazione sanguigna di tipo palmare, compatto, leggero e affidabile. Misurazione accurata anche in movimento. Attacco sensori: tipo Nellcor® a 7 PIN. Funzioni allarme: allarmi acustici e visivi per valori estremi, bassa qualità del segnale SpO2, frequenza del polso, batteria scarica. Limiti di allarme: regolabili dall'utente. Display: cristalli liquidi a colori con indicazioni alfanumeriche. Alimentazione: compatibile con batterie di tipo AA al litio e alcaline. Autonomia: 30 ore di utilizzo continuo con batterie nuove a 25° C. Parte applicata (secondo IEC60601-1): tipo BF. Classe di isolamento (secondo IEC60601-1): II. Dimensioni: 72x142x32 mm. Peso netto: <500 g completo di batterie e custodia.

---

HS10A - PULSIOSSIMETRO HANDHELD

---

## PENNE DIAGNOSTICHE

---



### PENNA DIAGNOSTICA OB - HS-401F

---

Penna diagnostica luminosa con luce bianca. Realizzata in materiale plastico. L'accensione avviene premendo la clip da taschino. Funziona con 2 batterie AAA (incluse).



### PENNA DIAGNOSTICA A LED - DIA101012

---

Penna diagnostica luminosa con luce a LED alogena. Realizzata in metallo. L'accensione avviene premendo la clip da taschino. Funziona con 2 batterie AAA (incluse).

## TERMOMETRI

---



### TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI - FT100B

---

Display: LCD a 3½ cifre a cristalli liquidi  
Unità di misura della temperatura: Gradi Celsius (°C) e Fahrenheit (°F). Campo di misura: 32.0 – 42.9 °C. Memorizza le ultime 10 misurazioni eseguite. Alimentazione a batteria non ricaricabile tipo PC 2032. La durata della batteria è di circa 2500 utilizzi. Dimensioni: 105x35x35 mm. Peso netto: 36 g. Completo di custodia in plastica di protezione.



### TERMOMETRO DIGITALE - RM300

---

Misurazione della temperatura corporea mediante contatto orale, ascellare o rettale  
Misurazione in 60 secondi  
Unità di misura in gradi Celsius (°C) e Fahrenheit (°F)  
Intervallo di temperatura rilevato: da 32°C a 42,9°C  
Display LCD con 3 cifre visualizzate  
Punta resistente all'acqua (grado di protezione IP27)  
Batteria di tipo alcalino da 1,5 V. Autonomia di circa 200 ore  
Mantiene in memoria l'ultima misurazione eseguita



### TERMOMETRO MERCURY FREE - TER174

---

Termometro clinico senza mercurio. Il liquido impiegato è una lega di "Gallio/Indio", completamente atossica e non nociva per l'ambiente. Campo di misurazione: 32÷42°C. Precisione: 0,1°C. Dispositivo medico CE. Dimensioni: 125x12x8 mm.

## DISPOSITIVI DI DIAGNOSTICA, ACCESSORI E RICAMBI


---



### STRINGISACCA CON MANOMETRO - DIA 100390

---


Stringisacca per infusioni di medicinali, contenuti in sacche di materiale plastico. Completo di manometro per il monitoraggio dell'infusione e monopalla con valvola di scarico per un fine dosaggio. Indicata per infusioni da 500 ml. Dispositivo medico CE.



### OFTALMOSCOPIO NERO - DIA 100415

---

Oftalmoscopio con testa con bloccaggio a vite, lenti correttive da 0 a +20 e da 0 a -20 diottrie con 5 differenti aperture del diaframma. Illuminazione alogena con fibra ottica e lampada da 2,5V. Manico porta batterie in materiale metallo/plastico per 2 batterie tipo AA (non incluse). Fornito con astuccio in materiale plastico antiurto. Dispositivo medico CE.



### OTOSCOPIO MINI A LUCE CONVENZIONALE - DMV520

---

Otoscopio di alta qualità. Visione senza ostacoli con illuminazione a fibre ottiche con lampada alogena allo Xenon XHL a 2,5 v. Costruito in plastica robusta e leggera con inserti in metallo è dotato di lente di ingrandimento 3x ruotante. Il manico richiede 2 batterie stilo (AA) ed è dotato di scanalature per una migliore presa. L'innesto dello specchio è veloce e stabile. E' fornito confezionato in astuccio, contenente due serie di 4 speculi riutilizzabili.

## DISPOSITIVI DI DIAGNOSTICA, ACCESSORI E RICAMBI

---



### ELETTRODI PER ECG

---

Elettrodi per E.C.G. Base in schiumato. Pasta conduttrice. Ottimale rilevazione del tracciato.

Adulti: diametro 55 mm.

Pediatrici: diametro 43 mm.

Confezione da 50 pezzi.

---

F9060 - ELETTRODI ADULTI 50 pz

F9060P - ELETTRODI PEDIATRICI 50 pz

---



### PADS ADULTI - F7956W

---

Elettrodi per pazienti adulti.

Compatibili con il defibrillatore OB Life Support 300.

Gli elettrodi con connettore di colore blu sono destinati all'uso su pazienti adulti e pazienti pediatrici di peso superiore ai 25 kg.



### PADS PEDIATRICHE - F7956P

---

Elettrodi per pazienti pediatrici.

Compatibili con il defibrillatore OB Life Support 300.

Gli elettrodi con connettore di colore giallo sono destinati all'uso su pazienti pediatrici di peso inferiore ai 25 kg (ed età inferiore agli 8 anni).



## RIANIMAZIONE

---

Disponiamo di una gamma di prodotti destinati alle situazioni più critiche: dispositivi medici per la rianimazione e kit specifici. Il nostro obiettivo di garanzia di affidabilità e sicurezza per pazienti e utilizzatori viene raggiunto mediante costanti controlli di qualità.

## LARINGOSCOPI A LUCE CONVENZIONALE

---



### LARINGOSCOPI MC-INTOSH

---

Lama MC INTOSH per laringoscopio a luce convenzionale realizzata in acciaio inox. Disponibile in diverse misure e con laringoscopio in metallo autoclavabile in set da 3 lame (misure dalla 1 alla 3) o da 4 lame (misure dalla 0 alla 3). I set sono dotati di custodia a rotolo.

---

RIA53000 - SET LARINGOSCOPIO LUCE CONV. 3 LAME MC-INTOSH

RIA53004 - SET LARINGOSCOPIO LUCE CONV. 4 LAME MC-INTOSH

RIA53020 - LAMA LUCE CONV. MC-INTOSH MIS. 0

RIA53022 - LAMA LUCE CONV. MC-INTOSH MIS. 1

RIA53024 - LAMA LUCE CONV. MC-INTOSH MIS. 2

RIA53026 - LAMA LUCE CONV. MC-INTOSH MIS. 3

RIA53028 - LAMA LUCE CONV. MC-INTOSH MIS. 4

---



### LARINGOSCOPI MILLER

---

Laringoscopio Miller in metallo a luce convenzionale autoclavabile con lame dritte Miller per laringoscopio a luce convenzionale realizzate in acciaio inox. Lame disponibili in varie misure.

Disponibile anche in set con pratica custodia a rotolo da 3 lame (misure dalla 0 alla 2).

---

RIA53100 - SET LARINGOSCOPIO LUCE CONV. 3 LAME MILLER

RIA53120 - LAMA LUCE CONV. MILLER MIS. 0

RIA53122 - LAMA LUCE CONV. MILLER MIS. 1

RIA53124 - LAMA LUCE CONV. MILLER MIS. 2

RIA53126 - LAMA LUCE CONV. MILLER MIS. 3

RIA53128 - LAMA LUCE CONV. MILLER MIS. 4

---

## LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE

---



### LARINGOSCOPI MC-INTOSH

---

Lama Mc Intosh a fibre ottiche laringoscopio a fibre ottiche realizzata in acciaio inox. Disponibile in diverse misure e con illuminazione alogena 2,5V interna alla lama che semplifica la sterilizzazione. Disponibile in set da 3 lame (misure dalla 1 alla 3) o da 4 lame (misure dalla 0 alla 3). I set sono dotati di custodia a rotolo.

---

RIA53200 - SET LARINGOSCOPIO F.O. 3 LAME MC-INTOSH  
RIA53204 - SET LARINGOSCOPIO F.O. 4 LAME MC-INTOSH  
RIA53220 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 0  
RIA53222 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 1  
RIA53224 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 2  
RIA53226 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 3  
RIA53228 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 4  
RIA53230 - LAMA F.O. MC-INTOSH MIS. 5

---



### LARINGOSCOPI MILLER

---

Lama MILLER a fibre ottiche laringoscopio a fibre ottiche realizzata in acciaio inox. Disponibile in diverse misure e con illuminazione alogena 2,5V interna alla lama che semplifica la sterilizzazione. Disponibile in set da 2 lame (misure dalla 0 alla 1) o da 3 lame (misure dalla 0 alla 2). I set sono dotati di custodia a rotolo.

---

RIA53300 - SET LARINGOSCOPIO F.O. 2 LAME MILLER  
RIA53304 - SET LARINGOSCOPIO F.O. 3 LAME MILLER  
RIA53320 - LAMA F.O. MILLER MIS. 0  
RIA53322 - LAMA F.O. MILLER MIS. 1  
RIA53324 - LAMA F.O. MILLER MIS. 2  
RIA53326 - LAMA F.O. MILLER MIS. 3

---

## LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE CON LAME MONOUSO



### LAME MONOUSO MC-INTOSH

Lama monouso MC INTOSH per laringoscopio a fibre ottiche, realizzata in materiale plastico. Disponibile in diverse misure.

Misura 1: 92x15(h)

Misura 2: 112x15(h)

Misura 3: 132x25(h)

Misura 4: 165x30(h)

---

RIA53444 - LAMA MC INTOSH MONOUSO MIS. 1

RIA53446 - LAMA MC INTOSH MONOUSO MIS. 2

RIA53450 - LAMA MC INTOSH MONOUSO MIS. 4

---



### LAME MONOUSO MILLER

Lama monouso MILLER per laringoscopio a fibre ottiche, realizzata in materiale plastico. Disponibile in diverse misure.

Misura 0: 75x8(h)

Misura 1: 100x8(h)

Misura 2: 132x9(h)

Misura 3: 172x12(h)

---

RIA53432 - LAMA MILLER MONOUSO MIS.0

RIA53434 - LAMA MILLER MONOUSO MIS.1

RIA53436 - LAMA MILLER MONOUSO MIS.2

RIA53438 - LAMA MILLER MONOUSO MIS.3

---

## ACCESSORI PER LARINGOSCOPI



### MANICO LAR. A LUCE CONVENZIONALE

Manico per laringoscopio a luce convenzionale realizzato in acciaio inox.  
Dimensioni: Ø 30x148 mm.

RIA53030 - MANICO GRANDE PER LARINGOSCOPIO LUCE CONV.

RIA53182 - LAMPADINA LUCE CONVENZIONALE PER MANICO GRANDE



### MANICO LAR. A FIBRE OTTICHE

Manico per laringoscopio a fibre ottiche realizzato in acciaio inox.  
Dimensioni: Ø 30x152 mm.

RIA53232 - MANICO GRANDE PER LARINGOSCOPIO FIBRE OTTICHE

RIA53380 - LAMPADINA FIBRE OTTICHE PER MANICO GRANDE



### MANICO PICCOLO LAR. A LUCE CONV.

Manico piccolo per laringoscopio a luce convenzionale realizzato in acciaio inox.  
Dimensioni: Ø 20x155 mm.

RIA53130 - MANICO PICCOLO PER LARING. LUCE CONVENZ.

RIA53180 - LAMPADINA LUCE CONVENZIONALE PER MANICO PICCOLO



### MANICO PICCOLO LAR. A FIBRE OTT.

Manico piccolo per laringoscopio a fibre ottiche, realizzato in acciaio inox.  
Dimensioni: Ø 20x152 mm.

RIA53330 - MANICO PICCOLO PER LARING. FIBRE OTTICHE

RIA53382 - LAMPADINA FIBRE OTTICHE PER MANICO PICCOLO



### ROTOLO PORTA LARINGOSCOPIO

Custodia a rotolo porta laringoscopio realizzata in tessuto lavabile con imbottitura interna. Dotata di 5 scomparti interni.  
Dimensioni: 19x28 cm circa.

BOR84041 - ROTOLO PORTA LARINGOSCOPIO ROSSO

## CANNULE E CATETER MOUNT



### CANNULA GUEDEL N. 000

Rosa - 4 cm  
Codice: 5100



### CANNULA GUEDEL N. 00

Blu - 5 cm  
Codice: 5010



### CANNULA GUEDEL N. 0

Nero - 6 cm  
Codice: 5000



### CANNULA GUEDEL N. 1

Bianco - 7 cm  
Codice: 5001



### CANNULA GUEDEL N. 2

Verde - 8 cm  
Codice: 5002



### CANNULA GUEDEL N. 3

Giallo - 9 cm  
Codice: 5003



### CANNULA GUEDEL N. 4

Rosso - 10 cm  
Codice: 5004



### CANNULA GUEDEL N. 5

Azzurro - 11 cm  
Codice: 5005

RIA50290 - SET 5 CANNULE DI GUEDEL  
(0/1/2/3/4)



### CANNULE DI WENDL

Cannula nasofaringea di Wendl, con anello di fine tubo. Fornita singolarmente in confezione sterile. Disponibile in diverse misure.

185420-000260 - WENDL AIRWAY CH 26-8,7 mm  
185420-000280 - WENDL AIRWAY CH 28-9,3 mm  
185420-000300 - WENDL AIRWAY CH 30-10 mm



### CATER MOUNT - 1515TG

Cateter Mount leggero, trasparente, monouso-monopaziente a bassa compliance. Dotato di connettori a perfetta tenuta. Latex free. Ftalati free. Estremamente flessibile. Consente angolazioni sino a 360° senza modifiche al volume interno, resistente allo schiacciamento. Connessioni a norme ISO. Dimensioni: 20 cm.

## DISPOSITIVI PER LA RIANIMAZIONE

---



### TUBI ENDOTRACHEALI STERILI

---

Tubo endotracheale in materiale plastico cuffiato o non cuffiato. Valvola unidirezionale, connettore standard a normativa ISO. Tacche di riferimento, linea radio opaca, punta atraumatica. Fornito in confezione sterile. Disponibile in diverse misure.

---

11814102003 - CH12 3,0MM  
11814102004 - CH14 3,5MM  
11814102005 - CH16 4,0MM  
11814102006 - CH18 4,5MM  
11814102007 - CH20 5,0MM  
11814102008 - CH22 5,5MM  
11814102009 - CH24 6,0MM  
11814102010 - CH26 6,5MM  
11814102011 - CH28 7,0MM  
11814102012 - CH30 7,5MM  
11814102013 - CH32 8,0MM  
11814102014 - CH34 8,5MM

---



### THOMAS HOLDER

---

Sistema di sicurezza per il bloccaggio dei tubi endotracheali. Sistema a vite: una superficie antitrisma protegge denti e gengive ed evita lo schiacciamento del tubo endotracheale. Il sistema evita l'utilizzo di cerotti.

---

05-1650 - THOMAS HOLDER ADULTI  
05-1651 - THOMAS HOLDER BAMBINI

---


## DISPOSITIVI PER LA RIANIMAZIONE



### LIFE KEY MASK PORTACHIAVI

Portachiavi con maschera per la ventilazione bocca a bocca, disponibile anche separatamente. Dotato di elastici per il fissaggio alle orecchie. Valvola di non ritorno per la ventilazione in sicurezza. Confezionato singolarmente, non sterile.

FS-102B - LIFE KEY MASK PORTACHIAVI  
FS-102 - LIFE KEY MASK



### QUICKTRACH

Set sterile pronto all'uso per la coniotomia d'urgenza composto da una cannula in plastica con mandrino a lama interna di 4 mm per adulti e di 2 mm per bambini. Completo di raccordo ISO per il collegamento al pallone. Il mandrino molto affilato a punta conica evita l'incisione della trachea con il bisturi, e il "fermo" evita di penetrare troppo in profondità. 2 alette laterali permettono il fissaggio in sicurezza della cannula.

VBM30-04-0021 - QUICKTRACH PER BAMBINI  
VBM30-04-0041 - QUICKTRACH PER ADULTI



### REMASK MASCHERA DI VENTILAZIONE - RIA50104

Maschera di ventilazione trasparente con bordo pneumatico, adattabile anche ai palloni di ventilazione. Valvola di sicurezza unidirezionale monouso. Elastico di bloccaggio. Raccordo standard 22 mm per il collegamento a fonte di ossigeno. Dotata di custodia. Certificata CE in classe IIa.



### MANDRINI PER INTUBAZIONE

Mandrino per intubazione flessibile e rivestito. Disponibile in diverse misure.

RIA52213 - MANDRINO FR6 - 2,0 MM  
RIA52214 - MANDRINO FR10 - 3,3 MM  
RIA52215 - MANDRINO FR14 - 4,7 MM

## SET DI INTUBAZIONE - LUCE CONVENZIONALE



### INTUBATION BAG COMPLETA - RIA50820

Borsa per l'intubazione, completa di laringoscopio a luce convenzionale con 3 lame (mis. 1-2-3), pinza di Magill, pinza di Pean, forbice, 5 tubi endotracheali, 3 cannule di Güdel, 2 cannule di Wendl, siringa, cuneo apribocca, rotolo di cerotto, mandrino.

Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa.

Peso: 1,2 kg.



### INTUBATION BAG PEDIATRICA COMPLETA - RIA50816

Borsa per l'intubazione, completa di: laringoscopio a luce convenzionale pediatrico con 3 lame (mis. 0-1-2), pinza di Magill, pinza di Pean, forbice, 4 tubi endotracheali, 3 cannule di Güdel, siringa, cuneo apribocca, rotolo di cerotto, 2 cannule di Wendl, mandrino.

Dimensioni: 32x22x7,5h cm circa.

Peso: 1 kg.



### SET INTUBAZIONE IN BORSETTA - VAL44410

Set intubazione pediatrico in borsetta con frontale trasparente, completo di: manico piccolo per laringoscopio, lame a luce convenzionale Mc Intosh mis. 0, Miller mis. 0 e 1, pinza di Magill da 16, pinza di Pean, 4 tubi endotracheali, 4 canule di Güdel, rotolo di cerotto, mandrino.

Dimensioni: 27x12x9 cm circa.

Peso: 600 g.



### SET INTUB. PEDIATRICO IN BORSETTA - VAL44390

Set intubazione in borsetta con frontale trasparente, completo di: laringoscopio con 3 lame a luce convenzionale, pinza di Magill, pinza di Pean, forbice, 5 tubi endotracheali, 3 canule di Güdel, siringa, cuneo apribocca, rotolo di cerotto, 2 canule di Wendl, mandrino.

Dimensioni: 27x12x9 cm circa.

Peso: 1kg.

## SET DI INTUBAZIONE - FIBRE OTTICHE



### INTUBATION BAG COMPLETA - RIA50822

Borsa per l'intubazione, completa di:  
laringoscopio a fibre ottiche con 3 lame (mis. 1-2-3), pinza di Magill, pinza di Pean, forbice, 5 tubi endotracheali, 3 cannule di Güdel, 2 cannule di Wendl, siringa, cuneo apribocca, rotolo di cerotto, mandrino.  
Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa.  
Peso: 1,3 kg.



### INTUBATION BAG PEDIATRICA COMPLETA - RIA50825

Borsa per l'intubazione completa di:  
laringoscopio pediatrico a fibre ottiche con 3 lame (mis. 0-1-2), pinza di Magill, pinza di Pean, forbice, 4 tubi endotracheali, 3 cannule di Güdel, 2 cannule di Wendl, siringa, cuneo apribocca, rotolo di cerotto, mandrino.  
Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa.  
Peso: 1 kg.



### INTUBATION BAG COMPLETA MONOUSO - RIA50826

Borsa per l'intubazione, completa di:  
laringoscopio a fibre ottiche monouso con 6 lame, pinza di Magill, pinza di Pean, forbice, 5 tubi endotracheali, 3 cannule di Güdel, 2 cannule di Wendl, siringa, cuneo apribocca, rotolo di cerotto, mandrino.  
Dimensioni: 32x22x7,5 cm circa.  
Peso: 1kg.



## MEDICAZIONE E STRUMENTARIO CHIRURGICO

---

Distribuiamo articoli di medicazione e strumentario chirurgico che vengono sottoposti a controlli di qualità prima dell'immissione in commercio.

## KIT SPECIFICI DI MEDICAZIONE

---

Realizziamo kit specifici per affrontare emergenze di varia entità e natura, sia destinati all'uso domestico e laico, che a quello professionale.

## CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO

---

Forniamo cassette di primo soccorso che rispondono ai requisiti richiesti dalla legge in merito alla sicurezza sul lavoro.

## COMPRESSE DI GARZE

---



**GARZA STERILE IN COTONE 8  
PIEGHE 10X10- 205022**

---



**GARZA STERILE IN TNT 6 STRATI  
10X10- 411077**

---



**COMPRESSA STERILE IDROFILA  
- 30GCS1840**

---



**100 COMPRESSE NON STERILI**

---

Compresse di garza a 12 veli in puro cotone non sterile. Confezione da 100 pezzi. Disponibile in diverse dimensioni.

61050 - 100 PEZZI 5x5 cm  
61051 - 100 PEZZI 7,5x7,5 cm  
61052 - 100 PEZZI 10x10 cm

---



**1 KG COMPRESSE NON STERILI**

---

Compresse di garza non sterili, in puro cotone. Confezione da 1 kg. Disponibile in diverse dimensioni.

61610 - 1 kg GARZA 10x10 cm  
61645 - 1 kg GARZA 15x15 cm  
61670 - 1 kg GARZA 20x20 cm  
61710 - 1 kg GARZA 30x30 cm

---

## RETI TUBOLARI, BENDE E COTONE



### RETE TUBOLARE ELASTICA

Rete elastica tubolare in tutte le parti del corpo. Applicazione rapida e semplice. Diverse misure da 25-50 m in tensione.

75412 - MISURA 1 - 50 m  
75414 - MISURA 2 - 50 m  
75416 - MISURA 3 - 50 m  
75418 - MISURA 4 - 50 m  
75420 - MISURA 5 - 50 m  
75422 - MISURA 6 - 25 m



### RETE TUBOLARE ELASTICA M.

Rete elastica tubolare. Applicazione rapida e semplice. Lunghezza: 40 cm circa. La misura è indicata per mano, polso, piede, caviglia.

75466 - RETE TUBOLARE ELASTICA MEDIA



### COTONE IDROFILO

Confezione di cotone idrofilo da 20 o 50 g. Non è un dispositivo medico.

COT104 - COTONE 50 g  
COT279 - COTONE 20 g



### BENDE ORLATE

Benda di medicazione orlata elasticizzata. Fornita in confezione sigillata. Disponibile in diverse dimensioni.

FS-3570 - BENDA DA 5 cm  
BEN223 - BENDA DA 10 cm  
BEN226 - BENDA DA 8 cm



### BENDA ELASTICA COESIVA

Benda elastica autofissante, leggera e morbida. Aderisce su sé stessa grazie alle microparticelle di lattice di gomma naturale. Non si attacca alla cute ed è altamente permeabile all'aria. Disponibile in diverse dimensioni con lunghezza 4 m.

370 - BENDA COESIVA 4 cm  
371 - BENDA COESIVA 6 cm  
372 - BENDA COESIVA 8 cm  
373 - BENDA COESIVA 10 cm

## CEROTTI



### ROTOLO CEROTTO IN TELA - 400014

Cerotto su rocchetto  
Dispositivo Medico  
di Classe I non sterile  
conforme alla Direttiva  
93/42/CEE.  
Dimensioni: cm 2,5 x 5 m  
Confezione singola



### CEROTTI MISTI - 400187

Cerotto classico traspirante  
sterile assortito in 4 misure  
differenti. Dispositivo  
Medico di Classe Is  
conforme alla Direttiva  
93/42/CEE.  
Confezione da 10 pezzi  
assortiti, confezionati  
singolarmente.



### SALVAPELLE - MED97049

Benda salvapelle  
conformabile in gomma  
schiuma poliuretanic  
altamente porosa,  
autoaderente e bielastica.  
Estremamente sottile  
0,6mm +/-0,1 mm. Coesiva  
e leggermente elastica  
per facilitare il passaggio  
sulle articolazioni. Elevata  
porosità per facilitare la  
traspirazione.



### CEROTTO A STRISCIA ELASTIC.

Cerotto medicato a striscia  
in cotone elasticizzato,  
con tamponcino in garza  
traspirante. Confezionato  
singolarmente. Disponibile  
in due dimensioni con  
larghezza 6 cm.

70051 - CEROTTO 1 m  
70054 - CEROTTO 5 m



### CEROTTO A STRISCIA IMPERMEABILE - 70104

Cerotto medicato a  
striscia in polietilene  
color pelle. Impermeabile,  
elasticizzato, traspirante,  
ipoallergenico. Tamponcino  
di garza in viscosa ad  
alto assorbimento,  
non si attacca alla  
ferita. Confezionato  
singolarmente.  
Dimensioni: 500x6 cm.



### CEROTTI BLU RILEVABILI EXTRALUNGI - CER143

Grazie alla loro lunghezza  
si avvolgono intorno alle  
dita mantenendo protetto  
il taglio o l'abrasione senza  
problemi di distacchi  
accidentali come accade  
con i comuni cerotti  
standard. Dimensione:  
18x2 cm. Confezione da  
50 cerotti.

## CEROTTI

---



### CEROTTO PER AGHI CANNULA - 35CER400

---

Cerotto in TNT per il fissaggio di aghi cannula periferici a permanenza. Dimensioni: 9x6 cm. Confezione da 50 pz.



### OMNISTRIP CEROTTI DI SUTURA - 540684

---

Cerotto di sutura sterile color carne, rivestito da uno strato adesivo ipoallergenico. Indicato per la chiusura atraumatica di piccole ferite. Dimensioni: 6x101 mm circa.



### COMPRESSA OCULARE ADESIVA STERILE - 35CER314

---

Medicazione oculare sterile ad elevato potere assorbente, su supporto adesivo ipoallergenico traspirante. Indicata per una sicura e confortevole applicazione sull'occhio. Tampone assorbente con setto filtrante.

## TELI DI IMMOBILIZZAZIONE E TELI PER FERITE



### TELO TRIANGOLARI DI IMMOBILIZZAZIONE - 62100

Telo triangolare di immobilizzazione in tnt  
Dimensioni aperto: 96x96x136 cm circa



### TELI STERILI DI MEDICAZIONE

Teli di medicazione sterili pronti all'uso per il trattamento delle ferite e delle ustioni. Ipoallergici, traspiranti ad alto potere assorbente. Permettono la traspirazione della ferita e l'assorbimento del trasudato senza aderire. Forniti in confezioni sterili.

62050 - TELO STERILE TNT 40x60 cm  
62051 - TELO STERILE TNT 60x80 cm  
62052 - TELO STERILE TNT 80x120 cm



### BENDA TAMPONE EMOSTATICA - 1002001

Fasciatura compressiva per ferite ed emorragie. Assicura l'emostasi della ferita grazie alla compressione esercitata dalla benda elastica sul tampone emostatico. Il tampone oltre ad assicurare l'emostasi non permette al sangue di fuoriuscire. Fornita in confezione sterile.

Dimensioni: 300x10 cm circa.

## PACCHETTI DI MEDICAZIONE E MEDICAZIONI ALLUMINIZZATE

---



### PACCHETTI DI MEDICAZIONE DIN

---

Pacchetto di medicazione sterile a norma DIN 13151. Composto da una benda e da una compressa di garza pronta all'uso, ipoallergenica e traspirante. Grande potere assorbente. Fornita in confezione sterile. Disponibile in tre misure.

- 
- 62000 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE DIN MIS.S - 6 cm
  - 62001 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE DIN MIS.M - 8 cm
  - 62002 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE DIN MIS.L - 10 cm
- 



### PACCHETTI DI MEDICAZIONE, COMPRESSE E TELI ALLUMINIZZATI

---

Medicazione alluminizzata sterile per ferite ed ustioni: ipoallergenica, traspirante, antibatterica, morbida e con grande potere assorbente ma non aderente. Composta da uno strato di alluminio e da uno strato di garza a grande potere assorbente che riduce notevolmente l'infezione. La pellicola di alluminio, a contatto diretto con la ferita o con l'ustione, permette il passaggio del trasudato o del sangue senza che lo strato di alluminio aderisca alla ferita. Favorisce l'epitelizzazione e la formazione del tessuto di cicatrizzazione. Grazie al grande potere assorbente, ma non aderente, facilita il cambio della medicazione. Disponibile in pacchetto di medicazione, compressa o telo.

- 
- 63050 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE ALLUMINIZZATO S
  - 63051 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE ALLUMINIZZATO M
  - 63052 - PACCHETTO DI MEDICAZIONE ALLUMINIZZATO G
  - 63003 - COMPRESSA ALLUMINIZZATA 10x10 cm
  - 63100 - TELO ALLUMINIZZATO 40x60cm
  - 63101 - TELO ALLUMINIZZATO 60x80 cm
-

## GUANTI MONOUSO IN LATTICE

---



---

DPRO-PF-65 - MISURA 6,5  
DPRO-PF-70 - MISURA 7,0  
DPRO-PF-75 - MISURA 7,5  
DPRO-PF-85 - MISURA 8,5

---

### LATTICE STERILI

---

Guanto chirurgico sterile, monouso, in puro lattice di gomma naturale "Medical grade", senza polvere e con superficie microruvida.

Colore opaco ed antiriflesso, di corpo unico e senza sbavature.

Anatomico (destro e sinistro) con polsino salva strappo e anti-arrotolamento che garantisce un'aderenza ottimale anche al camice.

Sterilizzato a raggi gamma

Biocompatibile ed impermeabile alla penetrazione virale.

Privo di Tiourami

Dispositivo medico in classe IIa ai sensi della Direttiva 93/42/CE e DPI di III° cat. ai sensi del Reg. UE 2016/425

1 paio di guanti (destro e sinistro) per busta



### LATTICE STERILI MIS. L

---

1 paio guanti in lattice sterili, indicati per valigie di Pronto Soccorso. Confezionati singolarmente. Misura: L.

---

01BML0S0G - GUANTI IN  
LATTICE STERILI MISURA L

---

## LACCI EMOSTATICI

---



### LATEX FREE

---

Laccio-cinghia emostatico ad apertura rapida, utilizzabile con una sola mano. Applicazione semplice che assicura un'ottima emostasi senza lacerazione dei tessuti sottostanti. Riduzione in modo progressivo e regolabile dell'emostasi ed apertura rapida. Latex free.

MED98210 - ROSSO  
MED98212 - BLU



### CAT COMBAT APPLICATION TOURNIQUET - CAT-007

---

Laccio-cinghia emostatico originale C.A.T.-Combat Application Tourniquet, in nylon con regolazione micrometrica.



### LATEX FREE BABY - MED98208

---

Laccio-cinghia emostatico ad apertura rapida, utilizzabile con una sola mano. Applicazione semplice che assicura un'ottima emostasi senza lacerazione dei tessuti sottostanti. Riduzione in modo progressivo e regolabile dell'emostasi ed apertura rapida. Latex free.



### LACCIO EMOSTATICO PIATTO 3 PZ - 500057

---

Set da 3 pezzi di fascette emostatiche piatte in nitrile



### LACCIO EMOSTATICO PIATTO - 500120

---

Laccio emostatico piatto. Confezionato in sacchetto. Latex free.

## CONTENITORI PORTA AGHI



### MULTI-SAFE MINI 300

Contenitore porta aghi per borse e zaini. Completo di chiusura di sicurezza. Realizzato in polipropilene. Volume: 0,3 l. Dimensioni: 7,8x4,5x16 cm.

MED98609 - MULTI-SAFE MINI 300



### MULTI-SAFE SANI 200

Contenitore porta aghi. Completo di chiusura di sicurezza. Realizzato in polipropilene. Volume: 0,2 l. Dimensioni: 7,3x4,5x13 cm.

MED98613 - MULTI-SAFE SANI 200



### MULTI-SAFE VARIO 2000

Contenitore portarifiuti e porta aghi. Completo di chiusura sicurezza. Realizzato in polipropilene. Volume: 2,0 l. Dimensioni: 95 x 240 x 140 mm

MED98625 - MULTI-SAFE VARIO 2000



### RIGIBOX EUROMATIC

Contenitore portarifiuti e porta aghi. Completo di chiusura sicurezza. Realizzato in polipropilene eco-friendly con tappo di colore rosso. Volume: 7 l. Dimensioni: 17x17x 39 cm.

MED98631 - RIGIBOX EUROMATIC  
MED98623 - SUPPORTO DA PARETE PER EUROMATIC



### KONTAMED

Scatola portarifiuti e porta aghi. Realizzata in materiale plastico ad alta resistenza di colore giallo. Dotata di supporto d'ancoraggio per il fissaggio a parete e di chiusura di sicurezza. Volume: 2,3 l. Dimensioni: 17x7,5x22,5 cm.

2009067 - KONTAMED



### KONTAMED MINI

Piccolo contenitore portarifiuti e porta aghi. Realizzato in materiale plastico ad alta resistenza di colore giallo. Dotato di chiusura di sicurezza. Volume: 0,2 l. Dimensioni: 4,5x11,5 cm.

2009068 - KONTAMED MINI

## SIRINGHE E AGHI



### AGHI CANNULA

Ago catetere intravenoso 2 vie in FEP con valvola d'iniezione ad alette pieghevoli. Praticità di utilizzo e ottimo fissaggio alla cute. Sterile, monouso, atossico, radiopaco, apirogeno.

50AC2S14 - ARANC. 14-45 mm  
50AC2S16 - GRIGIO 16-45 mm  
50AC2S18 - VERDE 18-45 mm  
50AC2S20 - ROSA 20-32 mm  
50AC2S22 - AZZUR. 20-25 mm  
50AC2S24 - GIALLO 24-23 mm  
35CER400 - CEROTTO PER AGHI CANNULA CONF. 50 PZ



### AGHI A FARFALLA

Ago a farfalla epicranico sterile, per infusione endovenosa. Indicato in presenza di pazienti con fragilità capillare, in bambini, e in caso si necessiti di un ago atraumatico sottile. Facilmente flessibile.

90185 - VERDE 21G  
90187 - AZZURRO 23 G



### TAPPO AGO CANNULA - 90227

Tappo per ago cannula monouso sterile.



### RUBINETTO A 3 VIE - 90232

Rubinetto a 3 vie con luer lock girevole.



### SIRINGHE STERILI

Siringhe sterili monouso confezionate singolarmente. Confezione da 100 pezzi. Disponibile anche in confezione singola con codici diversi.

BH1511002MC - 2,5 cc  
BH1511005MC - 5 cc  
BH1511010MC - 10 cc  
BH1511020MC - 20 cc



### DEFLUSSORE - 01D193E2N

Deflussore monouso per infusioni sterile, apirogeno, dotato di presa d'aria antibatterica per la somministrazione a caduta di soluzioni perfusionali.

## VISIERE E OCCHIALI DI PROTEZIONE

---



### MASCHERINA MEDICALE CON LACCI E VISIERA - 02MFSE00-1

---

Mascherina monouso in TNT a quattro strati con visiera antiappannante, stringinaso conformabile  
Con elastici auricolari



### SCHERMO FACCIALE SHIELD CONVERTIBLE - L35101014

---

Dispositivo di protezione individuale (DPI) conforme alla norma EN 166:2001. Schermo reclinabile per la protezione del viso realizzata in policarbonato trasparente. Adattabile a tutte le dimensioni della testa grazie a un sistema di regolazione meccanico posteriore. Protegge efficacemente contro liquidi, particolato e piccoli impatti meccanici. Classe ottica di tipo 1. Grazie al materiale con cui è realizzata, lo schermo consente un'ottima visibilità. Lo schermo è riutilizzabile e la spugna frontale può essere lavata e/o sostituita.



### OCCHIALI DI PROTEZIONE - MED98704

---

Occhiali di protezione. Montatura e lenti trasparenti. Lenti antigraffio. Protezione laterale nelle astine. Sovrapponibili agli occhiali da vista.



### OCCHIALI DI PROTEZIONE - 511030100

---

Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione. Protezioni laterali incorporate. Montatura realizzata in materiale anallergico. Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F).  
Norme di riferimento: EN166 EN170

## LAVAGGIO OCULARE

---

### KIT LAVA OCCHI D'EMERGENZA - CPS258

---



Valigia per lavaggio oculare, contenente: 1 flacone vuoto da 500 ml per lavaggio oculare, 1 flacone da 500 ml di soluzione salina sterile per lavaggio oculare, 2 compresse oculari sterili, 2 buste garza idrofila sterile 18x40 cm, 1 forbice lister 14,5 cm, 1 rotolo cerotto 100x2 cm, 1 pacchetto di fazzoletti, 1 specchietto. Dotata di supporto per attacco a parete. Dimensioni: 25,5x9x19 cm circa. Peso: 1,2 kg circa.



### LAVAGGIO OCULARE

---

Lavaggio oculare composto da: 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500 ml, 1 tappo oculare montato per un utilizzo rapido, 1 supporto termoformato con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere, 1 specchietto. Fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete. Dimensioni: 32x8x41 cm circa. Peso: 1,8 kg circa.

---

CPS202 - LAVAGGIO OCULARE A FORMA DI GOCCIA  
TAP003 - TAPPO LAVAGGIO OCULARE CON COPERCHIO ANTI POLVERE  
SOL002 - SOLUZIONE FISIOLÓGICA 250ML - NON INIETTABILE  
SOL004 - SOLUZIONE FISIOLÓGICA 500ML - NON INIETTABILE

---

## PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE

### DISINFETTANTE PHARMA G

Disinfettante, detergente a base di un'associazione tra didecildimetilammonio cloruro e ortofenilfenolo. È indicato per il trattamento di superfici e ambienti di cliniche, case di cura, piscine, palestre, centri estetici. Gradevolmente profumato al limone. Presidio Medico Chirurgico.

Q641 - DISINFETTANTE PHARMA G 1 LT  
Q642 - DISINFETTANTE PHARMA G 5 LT



### DISINFETTANTE STERILIZZANTE SEPTALDEIDE - S431M

Sterilizzante a base di aldeide glutarica tensioattivata, all'essenza di limone. Attivo nei confronti di spore e virus compresi virus HIV e LAV, HBV e HCV. Si utilizza puro per la sterilizzazione di strumenti e oggetti, inclusi quelli termolabili.



### DISINFETTANTE SUPERFICI IMPREDIS SOFT - CE19

Disinfettante detergente per superfici, strumenti chirurgici e impronte odontoiatriche. A base di un'associazione tra due Sali quaternari d'ammonio e clorexidina. Incolore e lievemente profumato all'arancio. Non contiene alcool ed è pertanto indicato per superfici e materiali delicati non compatibili con l'alcool. Attivo sui virus HIV e HBV. Flacone da 1 litro.



## PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE



### DISINFETTANTE

Disinfettante ad ampio spettro per la disinfezione e l'igiene della pelle nei reparti a rischio infettivo. Antisettico-antibatterico Presidio medico chirurgico

LHIOD101 - 1 l  
LHIOD1005 - 500 ml  
LHIOD125 - 125 ml



### ACQUA OSSIGENATA

Acqua ossigenata: perossido di idrogeno, soluzione al 3% - 10% volume. Stabilizzata con opportuno procedimento. Indicato per la pulizia della cute.

MED98508 - FLACONE 250 ml  
MED98510 - FLACONE 1 l



### SOLUZIONE FISIOLGICA NON INIETTABILE

Soluzione fisiologica sodio cloruro 0,9% non iniettabile. Soluzione sterile e apirogena in contenitore di polietilene riciclabile. Irrigazione di ferite, intra e postoperatoria. Pulizia di cateteri vescicali e pulizia del cavo orale. Pulizia e risciacquo di strumenti e apparecchiature chirurgiche.

195B230541 - FLACONE 250 ml  
195B230551 - FLACONE 500 ml



### DISINFETTANTE PHARMASIL 250 ML - B300

Disinfettante indolore per cute integra, a base di una associazione di didecildimetilammonio cloruro e ortofenilfenolo. Elimina rapidamente dalle mani e dalla cute microrganismi patogeni o indesiderati. Non unge. Presidio Medico Chirurgico.

## PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE



### DISINFETTANTE SEPTAMAN GEL

Soluzione alcolica incolore in forma di gel, pronta all'uso da utilizzarsi per la rapida disinfezione della cute integra. Presenta attività battericida, fungicida, micobattericida e virucida. Ingredienti emollienti e dermoprotettivi consentono utilizzo frequente. Senza sostanze allergizzanti. Presidio Medico Chirurgico.

PF32459 - SEPTAMAN GEL 100 ml  
PF32411 - SEPTAMAN GEL 500 ml  
AN0425058 - SUPPORTO A MURO SEPT. 500 ml



### DISINFETTANTE SPRAY MEDICAL - PF011

Disinfettante germicida ad azione battericida e fungicida, specifico per il trattamento di disinfezione ambientale, con sistema di erogazione automatico. Consente una disinfezione rapida e completa di sale d'aspetto, sale degenza, ambulatori, sale chirurgiche, ambulanze, aule scolastiche. Tempo di diffusione del prodotto: 4 minuti circa.



### SALVIETTA DISINFETTANTE - TOW223

Salvietta disinfettante per uso esterno: ogni bustina contiene 3 ml di Pharmaderm. Rapida azione battericida sulla pelle sana, disinfetta delicatamente garantendo una completa igiene senza bruciare né macchiare. Le bustine sono prodotte con film accoppiato, appositamente realizzato per tenere il liquido disinfettante. Presidio medico chirurgico. Dimensioni bustina: 65x95 mm circa. Dimensioni salvietta: 140x190 mm circa.



### SALVIETTA AMMONIACA - TOW13

Salvietta impregnata di ammoniaca in soluzione acquosa al 4% che mitiga la sensazione di fastidio causata da punture di api, contatti con meduse, ortiche ecc... Salvietta monouso ad uso cosmetico. Confezione da 10 salviette.

## FREDDO/CALDO TERAPIA

---



### GHIACCIO STANDARD MONOUSO - FCT2000

---

Ghiaccio monouso con temperatura controllata a 0° C per circa 30 minuti. Il suo uso immediato in presenza di traumi evita la formazione di gonfiori e l'instaurarsi di ematomi. Arresta le piccole emorragie ed allevia notevolmente il dolore. Si conserva illimitatamente a temperatura ambiente. Sacchetto realizzato in pvc.

Dimensioni: 13,5x17 cm circa.



### GHIACCIO MONOUSO IN TNT - 02SF1853EASYICE

---

Pacco di ghiaccio monouso in tnt per la terapia del freddo con temperatura controllata a 0° C per circa 30 minuti. Permette l'uso immediato e diretto, evitando la formazione di gonfiori e l'instaurarsi di ematomi. Arresta le piccole emorragie ed allevia notevolmente il dolore. Si conserva illimitatamente a temperatura ambiente. Sacchetto realizzato in tnt.

Dimensioni: 13,5x17cm circa.



### GHIACCIO SPRAY

---

Ghiaccio spray in bomboletta pronto all'uso. Particolarmente indicato in tutte le attività sportive, è adatto per piccoli traumi o contusioni.

SP200DISPO24 - SPRAY 200 ml

SP400DISPO24 - SPRAY 400 ml

## FREDDO/CALDO TERAPIA

---



### GEL CALDO/FREDDO - DISPOGEL

---

Gelatina riutilizzabile caldo/freddo Dispo GEL. Completamente atossica, adatta per uso medicale e domestico: è modellabile, non indurisce diventando ghiaccio ed è riutilizzabile. Terapia del freddo: conservare in freezer per almeno 2 ore. Estrarre dal freezer, inserire in un panno e applicare sulla parte interessata. Terapia del caldo: posizionare la busta nel forno a microonde per max 1 minuto regolandolo a 650 Watt o immergere la busta in acqua bollente per max 5 minuti, estrarre e asciugare; in entrambi i casi inserire la busta in un panno e applicare sulla parte interessata. Dimensioni: 14x24 cm circa



### COMPRESSA CALDO ISTANTANEO - 002SC1853HOT

---

Compresa monouso di caldo istantaneo con una temperatura controllata 60°C per circa 25 minuti. Dimensioni: 13,5x17 cm.

## COPERTE ISOTERMICHE E ANTIFIAMMA

---

### COPERTA ISOTERMICA

---



Coperta isotermica di soccorso e protezione. Previene l'ipotermia dei pazienti siano questi traumatizzati, ustionati o post-operati. Doppia funzione: scalda e rinfresca. La parte argentata posizionata verso il corpo isola e riflette conservando circa l'80% del calore del corpo. Protegge quindi il paziente dall'ipotermia, dal freddo, dal congelamento e dallo shock. La parte dorata, posizionata verso il corpo e quella argentata all'esterno riflette i raggi del sole e permette al corpo di rimanere fresco. Non sterile. Dimensioni adulta: 160x210 cm circa. Dimensioni pediatrica/neonatale con cappuccio: 100x80 cm circa.

---

FS-128 - COPERTA ISOTERMICA  
FCT3010 - COPERTA ISOTERMICA PEDIATRICA

---



### COPERTA ANTIFIAMMA

---

Coperta in fibra di vetro incombustibile conforme alla normativa EN 1869. Adatta per soffocare piccoli incendi in particolare per l'estinzione di piccoli fuochi da olii. Fornita in custodia dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro.

---

COP208 - COPERTA ANTIFIAMMA 120x180 cm  
COP215 - COPERTA ANTIFIAMMA 150x100 cm

---


# TELO DI TRASFERIMENTO ASSORBENTE WRASFER - 610007

## TELO DI TRASFERIMENTO

Studiato appositamente quale ausilio per la movimentazione di pazienti è destinato all'utilizzo nel settore dell'emergenza sanitaria, in ospedale, nei Pronto Soccorso, nelle case di cura, nelle camere mortuarie e nel recupero di salme in condizioni particolari di utilizzo.

### 150 KG E 3,5 LITRI

Il telo Wrasfer oltre ad essere molto resistente (fino a 150 Kg di peso), consente di assorbire fino a 3,5 di litri di essudati, garantendo quindi un ottimale contenimento delle eventuali infezioni possibili. Dispositivo monouso in classe di rischio I formato da 3 strati: polietilene, TNT e strato assorbente.



### PRATICITÀ D'UTILIZZO

Al termine dell'utilizzo il telo va eliminato e il lettino o la barella è nuovamente pronto al riutilizzo.

Dimensioni: 220x100 cm

Peso: 350 g

L'utilizzo del telo porta feriti deve prevedere almeno l'ausilio di due/quattro persone



## SACCHETTI E LENZUOLA

---



### SACCHETTO ASSORBENTE PER VOMITO - V60020

---

Sacchetto per il vomito “mani 100% protette”. Tampone super assorbente Alveol-Technology, assorbe il vomito e ne permette l’eliminazione: nessuna dispersione. Plastica MDPE più resistente. Non si attacca alla pelle. Ipoallergenico.

Dimensioni: 25x25 cm.

Confezione da 20 pezzi.

Latex Free, monouso. Dispositivo medico CE.



### LENZUOLINI A ROTOLO - 005 P LU

---

Lenzuolini bianchi in rotolo in pura cellulosa, indicati per lettini da visita. Superficie gofrata, due veli. Grammatatura media al velo: 17 gr/mq. Confezione da 6 pezzi.

Dimensioni: 70 m x60 cm.



### SACCHETTO PER VOMITO E RIFIUTI - SAC052

---

Sacchetto di colore bianco per vomito e rifiuti con chiusura ermetica. Non occupa spazio e può essere ospitato anche nelle borse e zaini di soccorso.

Dimensioni: 18x25 cm.

Confezione da 100 pezzi.

## STRUMENTARIO - FORBICI

---



### FORBICE PRONTO SOCCORSO TAGLIA ABITI

---

Forbice di pronto soccorso taglia abiti con lame in acciaio inox. Impugnatura in plastica autoclavabile. Indicata per valigie e borse di soccorso. Dimensioni: 18 cm.

---

STR110010 - FORBICE P.S. NERA  
STR110010/A - FORBICE P.S. ARANCIO  
STR110010/B - FORBICE P.S. BLU  
STR110010/G - FORBICE P.S. GIALLO  
STR110010/R - FORBICE P.S. ROSSO  
STR110010/V - FORBICE P.S. VERDE

---



### FORBICE TAGLIA ABITI DI LISTER

---

Forbice di pronto soccorso taglia abiti realizzata in acciaio inox. Indicata per valigie e borse di soccorso.

---

STR110291 - FORBICE DI LISTER 14 cm  
STR110300 - FORBICE DI LISTER 16 cm  
STR110310 - FORBICE DI LISTER 18 cm  
STR110320 - FORBICE DI LISTER 20 cm

---



### FORBICE DI LITTAUER TOGLI PUNTI - STR110330

---

Forbice toglie punti realizzata totalmente in acciaio inox. Dimensioni: 14 cm.

## STRUMENTARIO - FORBICI

---



### FORBICE PS PICCOLA - FOR078

---

Forbice di pronto soccorso con manico in plastica. Lame in acciaio inox. Dimensioni: 10 cm.



### FORBICE RETTA PUNTE SMUSSE

---

Forbice di medicazione retta a punte smusse. Realizzata in acciaio inox.

---

STR110080 - MISURA 14 cm  
STR110090 - MISURA 16 cm



### FORBICE RETTA PUNTE ACUTE

---

Forbice di medicazione retta a punte acute. Realizzata in acciaio inox.

---

STR110040 - MISURA 14 cm  
STR110050 - MISURA 16 cm



### FORBICE RETTA PUNTE ALTERNE

---

Forbice di medicazione retta a punte alterne. Realizzata in acciaio inox.

---

STR110060 - MISURA 14 cm  
STR110070 - MISURA 16 cm



### FORBICE CURVA PUNTE ACUTE

---

Forbice di medicazione curva a punte acute. Realizzata in acciaio inox.

---

STR110030 - MISURA 14 cm  
STR110032 - MISURA 16 cm



### FORBICE CURVA PUNTE ALTERNE

---


Forbice di medicazione curva a punte alterne. Realizzata in acciaio inox.

---

STR110020 - MISURA 14 cm  
STR110035 - MISURA 16 cm

## STRUMENTARIO

---



### FORBICE MULTIUSO - FOR299

---

Forbici di emergenza multiuso. Ideale nei casi di emergenza per rompere i cristalli, tagliare i vestiti, tagliare le cinture di sicurezza, tagli di oggetti spessi (coltello). Costruite in metallo non soggetto a ossidazione, senza parti in plastica. È possibile aprirla completamente, dividendola in due pezzi, per lavarla più facilmente. Completamente autoclavabile. Fornita con fodero e accessori per il fissaggio a parete.



### FORBICE ROBIN - 124900

---


Forbice di soccorso polifunzionale, originale ROBIN. Taglia facilmente le cinture di sicurezza. Il manico permette di rompere i vetri del mezzo. Fornita con supporto d'ancoraggio a parete. Realizzata in acciaio SOLINGEN. Peso: 400 g.

---

124900 - FORBICE ROBIN

124901 - SUPPORTO A MURO PER ROBIN

---



### BISTURI MONOUSO STERILE

---

Bisturi monouso sterile, confezionato singolarmente. Manico in abs e lama in acciaio inox. Protezione della lama in politene facile da rimuovere.

---

40070 - BISTURI MONOUSO FIGURA 10

40071 - BISTURI MONOUSO FIGURA 11

40072 - BISTURI MONOUSO FIGURA 12

---

## STRUMENTARIO

---



### **MATITA LEVASCHEGGE OCULARE - MAT022**

---

Strumento per la rimozione di schegge di metallo dagli occhi. Dotato da un lato di una punta magnetica in neodimio di eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di schegge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la punta al bulbo oculare. Nell'altro lato un'asola in nylon antiabrasione permette la rimozione di schegge di altra natura. Il corpo ed il supporto degli strumenti sono in alluminio anodizzato. Le guarnizioni in neoprene garantiscono una presa sicura della matita. Fornita in pratico astuccio. È un dispositivo medico CE.



### **MARTELLETTO DIAGNOSTICO - STR110270**

---

Martelletto diagnostico con manico in lega di zinco cromato e testa in pvc. Completo di ago. Dimensioni: 18x6x1,5 cm circa.



### **RASOIO PER TRICOTOMIA MONOUSO - RSA225**

---

Rasoio per tricotomia, per la rimozione dei peli o capelli nella zona cutanea da sottoporre a un intervento chirurgico. Lama in acciaio inox. Rasoio monolama monouso non sterile.

## STRUMENTARIO - PINZE

---



### PINZA DI MAGILL

---

Pinza di Magill per intubazione in acciaio inox. Autoclavabile e disinfettabile.

---

STR110230 - PINZA DI MAGILL 16 cm  
STR110240 - PINZA DI MAGILL 20 cm  
STR110250 - PINZA DI MAGILL 25 cm


---



### PINZA CLAMP - STR110450

---

Pinza Clamp in plastica. Dimensioni: 12 cm.



### PINZETTA CHIRURGICA

---

Pinzetta chirurgica realizzata in acciaio inox.

---

STR110100 - ANATOMICA PUNTA FINE 14 cm  
STR110110 - ANATOMICA 14 cm  
STR110120 - ANATOMICA 16 cm  
STR110130 - CHIRURGICA 14 cm  
STR110140 - CHIRURGICA 16 cm

---



### PINZA PEAN, COCHER E PASSAFILI

---

Pinza realizzata in acciaio inox.

---

STR110150 - PINZA PEAN 14 cm  
STR110160 - PINZA PEAN 16 cm  
STR110170 - PINZA COCHER 14 cm  
STR110180 - PINZA COCHER 16 cm  
STR110190 - PINZA PASSAFILI DI MATHIEU 14 cm  
STR110200 - PINZA PASSAFILI DI MATHIEU 16 cm  
STR110220 - PINZA PASSAFILI 14 cm  
STR110280 - PINZA MOSQUITO

---

## STRUMENTARIO - PINZE

---



### **PINZA TAGLIA ANELLI - STR110500**

---

Pinza taglia anelli in acciaio inox.  
Dimensioni: 18 cm.



### **PINZETTA IN NYLON - PIN 103**

---


Pinzetta in nylon da 8 cm. Confezionata singolarmente. Sterile.



### **PINZA TIRALINGUA - STR110210**

---

Pinza tiralingua in acciaio inox.  
Dimensioni: 17 cm.



### **PINZA TIRALINGUA - PIN201**

---

Pinza tiralingua in policarbonato.  
Dimensioni: 16 cm



### **PINZA TOGLI ZECCHE PER ANIMALI- STR110462**

---

Pinza toglie zecche in plastica per animali. La forma a penna e consente di catturare la zecca dal corpo per poi estrarla con un movimento rotatorio. È importante estrarla in modo corretto per evitare infezioni. Dimensione: 9 cm. Colori assortiti.

## KIT VARI

---



### SET INCANULAMENTO VENE PERIFERICHE - VAL44060

---

Set incanulamento vene periferiche in borsetta con frontale trasparente, completo di: 1 laccio cinghia emostatica, 5 aghi canula (14/16/18/20/22), 3 aghi a farfalla (2x21 + 1x23), 1 rotolo di cerotto 2,5 cm, 4 fazzoletti disinfettanti, 2 deflussori per infusioni. Dimensioni: 27x12x9 cm circa



### VALVOLA DI ASPIRAZIONE TIPO HEIMLICH - 220000066910

---

Valvola di Heimlich per drenaggio toracico con manicotto a “becco d’anatra” (valvola anti-ritorno). Impedisce il reflusso permettendo di continuare il drenaggio senza clampaggio. Si raccorda direttamente al drenaggio (pazienti adulti o pediatrici) o tramite raccordo e prolunga (neonati). Riporta graficamente il corretto orientamento del dispositivo.



### SET PLEUROTORACE - 250.200

---

Sistema chiuso composto da: sacchetto di raccolta secreti da 2,0 lt. con valvola di non-ritorno, rubinetto alla base e rubinetto a tre vie (fisso), tubo di trasfusione Luer-Lock (non svitabile), cannula per puntura dal diametro di 2 mm; lunghezza della puntura: 75 mm, siringa Luer-Lock da 50 ml, confezionamento doppio e sterile; pacchetto con apertura a strappo.

## KIT DI PRIMO SOCCORSO

---



### KIT PS VIAGGIO/TRAVEL KIT - VAL44081

---

Kit di PS da viaggio completo di: 2 bustine per ustioni minori, 2 compresse tnt sterili 2 pezzi, 1 cerotto a striscia, 2 paia di guanti, 3 fazzoletti disinfettanti, 1 pinzetta in nylon sterile, 1 benda elastica coesiva 4 cm, 1 forbice di pronto soccorso, 2 salviette di ammoniaca, 1 confezione di cerotti per sutura, 1 pacco di ghiaccio, 40 cerotti assortiti. Dimensioni: 15x12x8,5 cm circa. Peso: 0,5 kg.



### KIT PS MONTAGNA - VAL44082

---

Kit di PS da montagna completo di: 1 coperta isotermica, 2 bustine per ustioni minori, 5 compresse tnt sterili 2 pezzi, 1 telo di medicazione sterile, 1 pacchetto di medicazione alluminizzato, 1 cerotto a striscia, 2 paia di guanti, 4 fazzoletti disinfettanti, 1 forbice di pronto soccorso piccola, 1 pinzetta in nylon, 1 life saver, 2 salviette ammoniaca, 1 conf. di cerotti per sutura, 1 pacco di ghiaccio, 40 cerotti assortiti, 1 compressa di caldo istantaneo, 250 ml di soluzione fisiologica non iniettabile. Dimensioni: 23x14x11 cm circa.

## KIT DI PRIMO SOCCORSO



### PACCO DIN 13164 IN BORSETTA - CPS685

Borsetta rossa in nylon con contenuto conforme alla DIN 13164 (obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee): 8 fasciature adesive cm 10x6, Rotolo cerotto m 5x2,5 cm, 2 bende di garza cm 6x4 m, 3 bende di garza cm 8x4 m, 1 paio di forbici tagliabendaggi, 4 guanti in vinile, telo sterile TNT cm 60x80, 2 teli sterili TNT cm 60x40, 3 tampobende sterili mm 80x100, tampobenda sterile mm 100x120, 6 tamponi in TNT sterili cm 10x10, 2 teli triangolari TNT cm 96x96x136, coperta isoterma.

Dimensioni: 25x15x7,5 cm.

Peso: 0,45 kg.



### DEFI SET - MED98950

Set di pronto impiego per la defibrillazione precoce, composto da: Forbice taglia abiti, Rasoio per tricotomia, guanti monouso, 2 fazzoletti disinfettanti, 2 compresse assorbenti in TNT 10x10 cm

Life key mask fazzoletto di rianimazione

## KIT DI PRIMO SOCCORSO

### KIT INDIVIDUALE DI PS - VAL44078

Borsetta in tessuto antistrappo impermeabile di colore blu, con frontale trasparente e strisce tipo velcro, fornita completa di: 1 coperta isotermica di soccorso, 1 bustina per trattamento ustioni minori, 2 compresse tnt sterili 2 pezzi, 1 telo di medicazione sterile, 2 pacchetti di medicazione alluminizzati mis. M, 1 rotolo cerotto, 1 cerotto medicato a striscia, 2 paia di guanti in confezione non sterili, 2 fazzoletti disinfettanti, 1 forbice di pronto soccorso piccola, 1 pinzetta in nylon sterile, 1 life saver fazzoletto, 1 salvietta ammoniacca. Dimensioni: 15x12x8,5 cm circa . Peso: 200 g circa.

### KIT AUTO DIN 13164 MAGGIORATO - VAL44362

Borsetta di Pronto Soccorso completa di: rotolo di cerotto m 5xcm2,5, 8 cerotti medicati a striscia cm 10x6, pacchetto di medicazione per ferite mis. grande, 3 pacchetti di medicazione per ferite mis. media, 2 triangoli di immobilizzazione, telo di medicazione per ustioni cm 60x80, 2 teli di medicazione per ustioni cm 40x60, 3 bende di garza per medicazioni grandi, 2 bende di garza per medicazioni media, 6 compresse di garza sterile 10x10, forbice di pronto soccorso angolare, 4 guanti di protezione in vinile, coperta isotermica di soccorso, 5 fazzoletti disinfettanti, bustina 3,5ml di Water-jel per ustioni, 2 salviette di ammoniacca 4%, life key mask. Dimensioni: cm27x12x9h circa. Peso: 0,5 kg circa.

### KIT MOTO DIN 13167 - 17008

Kit moto con borsetta rossa contenente il materiale conforme alla DIN 13167:2014: rotolo cerotto DIN13019-A 5 mx2,5 cm, 14 cerotti di diverse dimensioni: 4 cerotti DIN 13019-E 10 cm X 6 cm, 2 cerotti estremità dita, 2 cerotti dita 12 cm x 2 cm, 2 cerotti 1,9 cm x 7,2 cm, 4 cerotti 2,5 cm x 7,2 cm, pacchetto medicazione DIN 13151-M Sterile, pacchetto medicazione DIN 13151-G Sterile, telo medicazione DIN 13152-A, sterile 60 cm x 80 cm, coperta isotermica forbice DIN 58279-A 145, 4 pezzi guanti vinile DIN EN 455, 2 fazzoletti disinfettanti, istruzioni di pronto soccorso in 7 lingue.



## KIT REIMPIANTO ARTI



### REIMPLANTATION KIT - VAL40954

Set reimpianto arti in borsa realizzata in tessuto antistrappo e impermeabile, fornito di 4 borsette con frontale trasparente e maniglia, completo di: set reimpianto/trasporto sterile per dita, set reimpianto/trasporto sterile per mano, set reimpianto/trasporto sterile per braccio, set reimpianto/trasporto sterile per gamba, 1 laccio/cinghia emostatico, 1 laccio tipo Martin, 10 pacchetti di garza sterile 10x10 cm, 1 rotolo di cerotto 500x2,5 cm, 1 tampobenda di soccorso, 1 telo alluminizzato 40x60 cm, 1 pinza anatomica, 1 pinza chirurgica, 1 pinza Pean.

Dimensioni: 48x16x26 cm circa.

Peso: 5,5 kg circa.

MED98820 - SET REIMPIANTO MANO - 300x250 mm  
MED98824 - SET REIMPIANTO BRACCIO - 700x250 mm  
MED98828 - SET REIMPIANTO GAMBA - 1100x400 mm  
MED98832 - SET REIMPIANTO DITA - 200x200 mm  
MED98810 - SACCA REIMPIANTO MANO - 300x200 mm5  
MED98811 - SACCA REIMPIANTO DITA - 200x200 mm  
MED98812 - SACCA REIMPIANTO BRACCIO - 700x200 mm  
MED98813 - SACCA REIMPIANTO GAMBA 1100x400 mm  
VAL40954 - REIMPLANTATION KIT

### VALIGIA REIMPIANTO ARTI - VAL40950



Valigia reimpianto arti in abs antiurto di colore arancio, con supporto da parete, contenente: set reimpianto/trasporto sterile per dita, set reimpianto/trasporto sterile per mano, set reimpianto/trasporto sterile per braccio, set reimpianto/trasporto sterile per gamba, 1 laccio/cinghia emostatica, 1 laccio tipo Martin, 10 pacchetti di garza sterile 10x10 cm, 1 rotolo di cerotto 500x2,5 cm, 1 tampobenda di soccorso, 1 telo alluminizzato 40x60 cm, 1 pinza anatomica, 1 pinza chirurgica, 1 pinza Pean. Dimensioni: 42x15x31 cm. Peso: 7,5 kg circa.

## KIT PARTO D'EMERGENZA

---



### SET PARTO D'EMERGENZA - VAL40730

---

Set completo per parto d'emergenza in borsetta con frontale trasparente, contenente: 1 pinza Clamp, 2 pinzette ombelicali, 3 pacchetti di medicazione sterili, 1 aspiratore di mucosità, 1 coperta isotermica Baby, 2 teli di medicazione 40x60 cm sterili, 7 compresse di garza sterile, 2 bende elastiche 10x10 cm, 1 rotolo di cerotto 914x2,5 cm, 1 guanti sterili misura M, 1 forbice di pronto soccorso, 1 flacone di pharmaiodio da 125 ml.

Dimensioni: 27x12x9 cm circa.



### VALIGIA PARTO D'EMERGENZA - VAL40732

---

Set completo per parto d'emergenza in valigia, contenente: 1 pinza Clamp, 2 pinzette ombelicali sterili, 3 pacchetti di medicazione sterili, 1 aspiratore di mucosità, 1 coperta isotermica Baby, 2 teli di medicazione sterili 40x60 cm, 7 compresse di garza sterile, 2 bende elastiche 10x10 cm, 1 rotolo di cerotto in seta 914x2,5 cm, 1 paio di guanti sterili misura M, 1 forbice da 14 cm, 1 flacone di pharmaiodio da 125 ml.

Dimensioni: 25,5x9x19,5 cm.

## BURNSHIELD IDROGEL MEDICAZIONE TRATTAMENTO USTIONI

Il prodotto antiustione Burnshield fornisce il necessario supporto di idratazione della cute, raffredda e favorisce la diminuzione della profondità dell'ustione, la riduzione dell'eritema e l'immediata azione antidolorifica. Dispositivo medico di classe IIb, clinicamente testato, adatto ad essere utilizzato su ustioni di I°, II° e III° grado, anche in presenza di derma lesa. Disponibile in vari formati e misure, adattabili ad ogni esigenza. In confezione sterile. Non è tossico e non irrita. Adatto ad uso pediatrico. Non aderisce alla cute, facilmente rimovibile, elastico e flessibile. Biodegradabile.



### GARZE

- 901007 - IDROGEL GARZA 60X40 CM
- 901111 - IDROGEL GARZA 10X10 CM
- 900906 - IDROGEL GARZA 20X20 CM
- 901130 - IDROGEL GARZA DITO 2,5X50 CM
- 901131 - IDROGEL BENDA BRACCIO/COLLO M 1,5X5 CM
- 901000 - IDROGEL GARZA FACCIALE 20X45 CM



### ACTIVE IDROGEL BUSTINA - 550004

BustinA da 3,5 ml di sostanza attiva gel



### IDROGEL FLACONE SPRAY - 500520



### COPERTA CONTOUR IDROGEL 1X1M - 881006

Coperta idrogel contour 1x1 m in pura lana vergine, tessuto a doppia maglia concatenata, imbevuta di 900 g di sostanza attiva gel

## KIT TRATTAMENTO USTIONI

---



### MINI KIT USTIONI - VAL 40516

---

Borsa contenente dispositivi specifici per il trattamento di ustioni. Contiene: 2 medicazioni per ustioni di marca WATER-JEL. Dimensioni: 10x10 cm; 1 medicazione per ustioni di marca WATER-JEL. Dimensioni: 20x45 cm; 2 bustine specifiche per ustioni minori di marca WATER-JEL da 4 grammi ciascuna; 1 paio di guanti sterili misura M; 1 benda di medicazione elasticizzata; 1 forbice di pronto soccorso con manici in plastica; Dimensioni della borsa: 23x13x10 cm circa  
Peso complessivo: 0,7 kg circa

## CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO ITALIA D.M. 388/2003 - D.LGS. 81/2008 ALLEGATO 1




### VALIGETTA PS ITALIA ALLEGATO 1 - AZIENDE GRUPPO B CON 3 O PIÙ LAVORATORI

Cassette di primo soccorso disponibili in valigetta, borsa o armadio complete del contenuto a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45. Materiale contenuto: 5 paia di guanti sterili monouso, 1 mascherina con visiera paraschizzi, 1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, 1,5 litri di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%), 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole, 2 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole, 2 teli sterili monouso, 2 pinzette da medicazione sterili monouso, 1 rete elastica di misura media, 1 confezione di cotone idrofilo, 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso, 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto all'uso, 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 1 termometro, 1 sfigmomanometro, istruzioni pronto soccorso, copia D.M. 388 del 15.07.03.

Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm circa.  
Peso: 5,8 kg circa.

VAL45180 - VALIGETTA D.L. 81/2008 ALL. 1  
VAL45184 - ARMADIETTO DI SOCCORSO D.L. 81/2008 ALL. 1  
VAL45150 - BORSA DI MEDICAZIONE 33 D.L. 81/2008 ALL. 1  
MED98878 - REINTEGRO D.L.81/2008 ALL.1 BASE  
MED98874 - REINTEGRO D.L.81/2008 ALL.1 COMPLETO





## CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO BOLZANO D.P.P. 25/2005 ALLEGATO 1



### VALIGETTA PS BOLZANO ALLEGATO 1 - AZIENDE GRUPPO B CON 3 O PIÙ LAVORATORI

Cassette di primo soccorso disponibili in valigetta, borsa o armadio complete del contenuto a norma del D.P.P. Nr. 25 del 13.06.2005 allegato 1. Materiale contenuto: 5 paia di guanti sterili monouso, 1 mascherina con visiera paraschizzi, 1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, 1,5 litri di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%), 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole, 2 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole, 2 teli sterili monouso, 2 pinzette da medicazione sterili monouso, 1 rete elastica di misura media, 1 confezione di cotone idrofilo, 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso, 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto all'uso, 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 1 termometro, 1 sfigmomanometro, 3 pacchetti di medicazione 8 cm, 3 pacchetti di medicazione 10 cm, 3 bende orlate misura 8 cm, 3 bende orlate misura 10 cm, 1 coperta isoterma, 1 fazzoletto di protezione per la ventilazione artificiale, istruzioni di primo soccorso, copia del D.M. 81/2008 all. 1.

Dimensioni: 39,5x13,5x26 cm.

Peso: 6,2 kg circa.


VAL45186 - VALIGIA DI MEDICAZIONE BZ D.L. 81/2008 ALL. 1

VAL45188 - ARMADIETTO DI MEDICAZIONE BZ D.L.81/2008 ALL. 1

VAL45152 - BORSA DI MEDICAZIONE 33 BZ D.L. 81/2008

MED98868 - REINTEGRO MEDICAZIONE BZ D.L.81/2008 BASE ALL. 1

MED98866 - REINTEGRO MEDICAZIONE BZ D.L.81/2008 COMPLETO ALL. 1



## CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO BOLZANO D.P.P. 25/2005 ALLEGATO 2

### VALIGETTA PS BOLZANO ALLEGATO 2 - AZIENDE GRUPPO C CON MENO DI 3 LAVORATORI



Cassette di primo soccorso disponibili in valigetta o borsetta complete del contenuto a norma del D.P.P. Nr. 25 del 13.06.2005 allegato 2. Materiale contenuto: 2 paia di guanti sterili monouso, 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio, 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%), 1 compressa di garza sterile 18 x 40 in buste singole, 3 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole, 1 pinzetta da medicazione sterile monouso, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso, 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm, 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm, 1 paio di forbici, 1 laccio emostatico, 1 confezione di ghiaccio pronto all'uso, 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, 2 pacchetti di medicazione 8 cm, 2 pacchetti di medicazione 10 cm, 2 bende orlate misura 8 cm, 2 bende orlate misura 10 cm, 1 coperta isotermica, 1 fazzoletto di protezione per la ventilazione artificiale, istruzioni di primo soccorso, copia del D.M. 81/2008 all. 2.

Dimensioni: 25,5x9x19,5 cm.

Peso: 1,5 kg circa.

VAL45176 - VALIGETTA DI MEDICAZIONE BZ D.L. 81/2008 ALL.2

VAL45178 - BORSETTA DI MEDICAZIONE BZ D.L. 81/2008 ALL.2

MED98864 - REINTEGRO MEDICAZIONE BZ D.L.81/2008 ALL.2





OSSIGENO MEDICALE

## MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA

---



**MASCHERA ADULTO- OS/100**

---

Maschera per ossigenoterapia per adulto, realizzata in materiale plastico atossico, completa di elastico regolabile. Dotata di tubo antischiacciamento da 210 cm. Fornita in confezione singola.



**MASCHERA PEDIATRICA - OS/100P**

---

Maschera ossigenoterapia pediatrica realizzata in materiale plastico atossico con elastico regolabile. Dotata di tubo anti schiacciamento da 210 cm. Fornita in confezione singola.



**MASCHERA ADULTO CON PALLONE DI RACCOLTA - OS/50**

---

Maschera per ossigenoterapia con pallone di raccolta e valvola anti riflusso. Alta concentrazione (60% ossigeno). Realizzata in materiale trasparente, atossico e morbido, completa di elastico regolabile. Clip metallico stringi naso che rende l'applicazione sicura e confortevole. Dotata di tubo antischiacciamento da 210 cm e connettore universale. Misura: adulto n. 6 grande.



**MASCHERA PEDIATRICA CON PALLONE DI RACCOLTA - OS/50P**

---

Maschera per ossigenoterapia pediatrica con pallone di raccolta e valvola anti riflusso realizzata in materiale trasparente, atossico e morbido, completa di elastico regolabile. Alta concentrazione (60% ossigeno). Clip metallico stringi naso che rendono l'applicazione sicura e confortevole. Dotata di tubo antischiacciamento da 210 cm e connettore universale. Fornita in confezione singola.

## MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA


---



### MASCHERA A CONCENTRAZIONE VARIABILE TIPO VENTURI - OS/60K

---

Maschera per ossigenoterapia a concentrazione variabile, realizzata in materiale trasparente, atossico e morbido, completa di elastico regolabile. Clip metallico stringi naso che rende l'applicazione sicura e confortevole. Dotata di tubo antischiacciamento da 210 cm e un raccordo regolabile della concentrazione. Misura: adulti.



### OCCHIALE OSSIGENOTERAPIA TUBO 180CM - 11914020101

---

Cannula nasale monouso per ossigenoterapia, realizzata in materiale atossico e morbido, consente libertà di movimento e non interferisce con la nutrizione e la fonazione. Dotata di tubo da 180 cm in confezione singola sigillata.



### TUBO ANTISCHIACCIAMENTO OSSIGENO PER PALLONI - 11914020204

---

Prolunga monouso per ossigenoterapia, dotata di tubo antischiacciamento da 2 m e raccordi femmina-femmina

## KIT SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO USO AMBULANZA



Il nostro kit di distribuzione per ossigeno medicale è stato accuratamente progettato e costruito per essere montato nei veicoli per l'emergenza (ambulanze): la modularità del sistema permette di scegliere il numero e il tipo di unità terminali necessarie, l'inserimento o meno del manometro e/o dello scambiatore manuale; a seconda della configurazione (unità terminali, lunghezza tubo e tipo di raccordo) sono disponibili kit con codici specifici. Su richiesta del cliente è disponibile anche una piastrina che consente il fissaggio della barra sotto-parete.

La Oscar Boscarol srl e i suoi centri di assistenza ufficiali sono gli unici autorizzati alla riparazione, manutenzione e ispezione tecnica dei dispositivi Boscarol: contattateci per informazioni.



## SCAMBIATORI



### SCAMBIATORE ESTERNO

Scambiatore esterno a 2 ingressi e 1 uscita con manopola in alluminio anodizzato ad alta resistenza. Disponibile con entrate/uscite ossigeno laterali o posteriori. Consente la selezione di due sorgenti ossigeno a bassa pressione (max. 8 bar – 800 kPa). Conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE e alla norma ISO15001. Classe di rischio secondo al Direttiva sui DM: IIa. Realizzato con alluminio sottoposto a speciale trattamento per renderlo idoneo all'uso con ossigeno. Raccordi di ingresso e uscita a 3/8". Disponibile anche con piastra frontale per incasso a parete.



### SCAMBIATORE CON MANOMETRO

Scambiatore meccanico ad alte prestazioni con entrate/uscita laterali o posteriori (predisposte dal costruttore). Alloggia all'interno della manopola di scambio il manometro per pressioni fino a 15 bar (1500 kPa). Grazie alla particolare struttura, il manometro è protetto da urti e shock meccanici accidentali. Il manometro inserito all'interno dello scambiatore consente di ridurre la dimensione della barra ossigeno dell'ambulanza. Attacchi di ingresso e uscita a 3/8" perfettamente compatibili con i tubi flessibili ossigeno prodotti dalla Boscarol. Consente di alloggiare sull'uscita un trasduttore di pressione per la misurazione della pressione nominale del kit. Lo scambiatore prevede una mostrina per il fissaggio a incasso nell'ambulanza. La mostrina è realizzata in acciaio inox e può essere verniciata a seconda delle esigenze del cliente. Lo scambiatore bombole Boscarol rientra nei particolari che compongono il kit ossigeno e deve essere considerato come parte di ricambio.

## FLUSSOMETRI E UMIDIFICATORI

---



### UMIDIFICATORE PER FLUSSOMETRO 9/16" - PF-273P-0916

---

Umidificatore per ossigenoterapia con ingresso 9/16". Vaso e tappo autoclavabili a 121° C – 2bar – max. 20 minuti. Tubo interno in silicone con terminale dotato di filtro per la diffusione omogenea del gas nell'acqua. Portagomma posizionato sul tappo dell'umidificatore per la connessione a dispositivi di somministrazione al paziente (mascherine, cateteri nasali...). Indicazione dei limiti minimo e massimo di riempimento dell'acqua. Latex safe/free. Made in Italy  
Dispositivo medico in classe IIa conforme alla 93/42/CEE e s.m.i. e allo standard UNI 11341



### PORTAGOMMA PER FLUSSOMETRO UNI 9/16" - PF-2630-9600

---

Raccordo con ingresso 9/16" e uscita portagomma  
Utilizzabile al posto dell'umidificatore ossigeno (connesso al flussometro convenzionale), consente la connessione di maschere e altri dispositivi di ventilazione  
Confezionamento singolo



### FLUSSOMETRO 0-15 LPM

---

OXI0566 - FLUSSO. 0-15 LPM ATTACCO UNI  
OXI0567 - FLUSSO. 0-15 LPM ATTACCO AFNOR  
OXI0568 - FLUSSO. 0-15 LPM ATTACCO DIN

---

## RIDUTTORE DI PRESSIONE

### RIDUTTORE DI PRESSIONE P300 UNI

Riduttore di pressione per ossigeno medico conforme alla norma ISO 10524-1  
Materiale di costruzione: ottone trattato superficialmente

P1 (pressione massima d'ingresso): 300 bar  
P2 (pressione nominale di uscita): 4,5 bar  
Portata del riduttore a 200 bar (20.000 kPa): max. 250 lpm (litri per minuto).

Attacco bombola di tipo UNI 4406

Attacco d'uscita: 3/8" (tre ottavi di pollice)

Conformità: marcatura CE secondo MDD 93/42/CEE. Compatibilità con l'ossigeno secondo la ISO 15001.

Temperatura di funzionamento: -20÷60 °C

Temperatura di immagazzinamento e conservazione: -20÷60 °C

Garanzia: 2 anni dalla data di vendita (vedere condizioni di garanzia)

Revisione periodica di sicurezza: 5 anni dalla data di fabbricazione

Dimensioni: 110x51x58 mm circa

Peso: 580 g circa






VARIE



**SIMBOLO MEDICAZIONE - STE141510**

Simbolo rifrangente adesivo.  
Dimensioni: 4x4 cm.




**SIMBOLO STRUM. CHIR. - STE141512**

Simbolo rifrangente adesivo.  
Dimensioni: 4x4 cm.



**SIMBOLO ASPIRATORE - STE141514**

Simbolo rifrangente adesivo.  
Dimensioni: 4x4 cm.



**SIMBOLO BOM.OSSIGENO - STE 141516**

Simbolo rifrangente adesivo.  
Dimensioni: 4x4 cm.



**SIMBOLO LARINGOSCOPIO - STE 141518**

Simbolo rifrangente adesivo.  
Dimensioni: 4x4 cm.



**SIMBOLO PALLONE VEN. - STE 141520**

Simbolo rifrangente adesivo.  
Dimensioni: 4x4 cm.



**SIMBOLO FIALE - STE 141522**

Simbolo rifrangente adesivo.  
Dimensioni: 4x4 cm.



**SIMBOLO INFUSIONI - STE 141524**

Simbolo rifrangente adesivo.  
Dimensioni: 4x4 cm.



**SIMBOLO GUANTI - STE 141526**

Simbolo rifrangente adesivo.  
Dimensioni: 4x4 cm.



**SIMBOLO DIAGNOSTICA - STE 141528**

Simbolo rifrangente adesivo.  
Dimensioni: 4x4 cm.



**SIMBOLOGIA INTERNAZ. - STE 141500**

Adesivo simbologia  
Internazionale rifrangente.  
Confezione da 12 pezzi diversi.  
Dimensioni: 4x4 cm.



**COPRISCARPE IN PE PERFECTO CONF. 100PZ -  
CCPE1200PER**

Copriscarpe monouso in PE di colore blu. Dispositivo Medico Classe I secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE e le successive modifiche (inclusa la Direttiva 2007/47/CE). Confezionamento: astuccio da 100 pezzi.




**CARTELLINI TRIAGE - PC190000**

Cartellini Triage, permettono l'identificazione della gravità del paziente e per una migliore organizzazione nel primo soccorso, ai fini del trattamento sanitario diversificato e priorità del trasporto. Dotato di 4 talloncini, a strappo perforato, con 4 diverse colorazioni, indicanti la gravità del paziente. Confezione da 25 pezzi. Dimensioni: 10,5x20,5 cm circa.



**CARTELLO PRONTO SOCCORSO - ACC170550**

Cartello di sicurezza Pronto Soccorso (croce bianca su sfondo verde), realizzato in alluminio. Dimensioni: 25x25 cm.



**CARTELLO EMERGENZA DAE - ACC170551**

Cartello di sicurezza defibrillatore realizzato in alluminio. Dimensioni: 25 x 25 cm.

## TORCE DI SEGNALAZIONE

---



### **TORCE LIGHTSTICK ROSSO - ACC170044**

---

Torcia luminosa di emergenza di colore rosso. Ideale per ogni occasione, anche al buio totale. Lunghezza: 15 cm. Durata: 12 ore.



### **TORCIA SMALL TRAFFIC LED BATON 18 ROSSO - ACC170113**

---

Torcia di segnalazione elettronica fluorescente a led: autonomia di 400 ore. Impermeabile e molto resistente agli impatti. All'estremità dell'impugnatura una calamita per il fissaggio della torcia su qualsiasi oggetto in metallo. All'estremità superiore una luce direzionale alogena. Funziona con 3 batterie stilo 1,5 volt (non incluse). Dimensioni: 28x4 cm circa  
Peso: 200 g circa



### **TORCIA TRAFFIC LED BATON 12**

---

Torcia di segnalazione elettronica a luce intermittente a led: autonomia di 400 ore. Impermeabile e molto resistente agli impatti. Dimensioni: 4x54 cm circa

ACC170111 - LED GIALLO

ACC170117 - LED ROSSO



## OSCAR BOSCAROL SRL

Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano - ITALY  
P. IVA/C.F.: 01458460217

**TEL.** +39 0471932893

**FAX** +39 04711880333

**@** info@boscarol.it

**@** info@pec.boscarol.it

**WWW**.boscarol.it

## ORARIO UFFICI

Da lunedì a giovedì  
09:00-12:00 e 14:00-17:30  
Venerdì: 09:00-13:00

Le immagini utilizzate per illustrare i dispositivi medici sono puramente indicative. Riferirsi ai manuali d'uso per informazioni tecniche complete.

CONDIZIONI DI VENDITA DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO



OSCAR BOSCAROL SRL  
Via Enzo Ferrari 29, 39100 Bolzano ITALY - Tel. +39 0471932893 - Fax +39 04711880333  
info@boscarol.it - www.boscarol.it