





BOR80290

MINI RESCUE BAG ROT LEER

- Rettungstasche kompakt und funktional
- Rotes reißfestes und wasserdichtes Gewebe. Ausgestattet mit Griffen und Schultergurt. 2 transparente Fronttaschen zum Einfügen von Logos. Unterteil mit interner stoßfester Schale. Oberteil mit Innengummi zur Befestigung von Materialien.
- Abmessungen: ca. 39 x 18 x 25 h cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Lieferung leer

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl