



BOR80290

MINI RESCUE BAG ROT LEER

- Rettungstasche kompakt und funktional
- Rotes reißfestes und wasserdichtes Gewebe.
- Ausgestattet mit:
- Griffen und Schultergurt.
- 2 transparente Fronttaschen zum Einfügen von Logos.
- Unterteil mit interner stoßfester Schale.
- Oberteil mit Innengummi zur Befestigung von Materialien.
- Abmessungen: ca. 39 x 18 x 25 h cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Lieferung leer

DIR/QM – Rev. 02_08/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl