



**BOR87020N**

## **RUCKSACK MASTERMED 2.0 LEER**

- Rettungs-Rucksack Mastermed, Edition 2019, aus rotem Nylon mit Innenstruktur
- Das reisefeste und wasserdichte Gewebe ermöglicht den sicheren Einsatz auch bei prekären Wetterbedingungen
- Ausgestattet mit:
- Zwei Fronttaschen mit leicht zu öffnenden, transparenten Innenfächern
- Vordertasche mit elastischen Bändern zur Befestigung von medizinischen Geräten unterschiedlicher Größe
- Gepolsterte Schultergurte mit reflektierenden Streifen auf der gesamten Länge
- 8 herausnehmbare farbige Innentaschen mit transparenter Vorderseite, davon 4 mit Griff
- Stoßdämpfende Polsterung im Bereich des Rückens
- Abmessungen: ca. 35x30x53 cm
- Volumen: ca. 43 Liter
- Gewicht: ca. 4 kg
- Maximales Transportgewicht: 40 kg (Achtung GD 81)
- Er kann von Hand bei einer maximalen Temperatur von 30° C gewaschen werden
- Wird leer geliefert, kann aber auf Kundenwunsch mit medizinischen Produkten ausgestattet werden

DIR/QM – Rev. 02\_08/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl