



**BOR89010**

## **PROFI BAG LEER**

- Notfalltasche Modell Profi Bag, leer
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Ausgestattet mit:
- Tragegriffen und Tragriemen
- Baukastensystem im Inneren
- 1 Vordertasche
- 2 große Außentaschen an den Seiten
- Innentasche mit Fenster
- Für den Transport von 1-2 L-Sauerstoffflaschen geeignet
- Abmessungen: ca. 60x25x27 (h) cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg

*DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl