



## BOR89300

### INTUBATION BAG LEER

- Intubationstasche
- Die innere logische Aufteilung ist mit Gummibändern zum Fixieren des Intubationssets ausgestattet
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe blau erhältlich
- Ausgestattet mit:
  - 1 reflektierender Sicherheitsstreifen an der Vorderseite
  - 2 rückseitige Klettstreifen zur Befestigung in Rucksäcken oder Rettungstaschen
- Abmessungen: ca. 32x22x7,5 (h) cm
- Gewicht: ca. 300 g

DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl