



**CAV399**

## **KOFFER MEDIC 2 ORANGE TRANSP.DECKEL LEER**

- Aus stoßfestem orangefarbenem ABS gefertigt
- Mit einer Wandhalterung ausgestattet
- Abmessungen: ca. 39,5x13,5x26 (h) cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Leer geliefert

*DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl