



CAV399

KOFFER MEDIC 2 ORANGE TRANSP.DECKEL LEER

- Aus stoßfestem orangefarbenem ABS gefertigt
- Mit einer Wandhalterung ausgestattet
- Abmessungen: ca. 39,5x13,5x26 (h) cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Leer geliefert

DIR/QM - Rev. 02_13/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl