



CAV401

KOFFER MEDIC 2 ORANGER DECKEL

- Koffer "Medic 2", leer, mit orangem Deckel
- Aus stoßfestem orangefarbenem ABS gefertigt
- Mit einer Wandhalterung ausgestattet
- Abmessungen: ca. 39,5x13,5x26 (h) cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg

DIR/QM – Rev. 02_13/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl