



## CAV605

### WANDSCHRANK LEER

- Schrank aus Kohlenstoffstahl, lackiert mit Epoxidpolyester
- Ausgestattet mit:
- Abgerundete Kanten
- Drei Regalebenen aus Stahl
- Tür mit zwei Zubehörfächern
- Entfernbare Flaschenfach
- Schloss mit Schlüssel
- Maße: 402 x 202 x 483(h) mm
- Gewicht: 6,6 kg

DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl