



**VAL40110**

## **KUNSTSTOFFKOFFER MULTI LEER ORANGE**

- Aus ABS gefertigt, in der Farbe orange erhältlich
- Ausgestattet Mit:
- einer Wandhalterung
- 2 gleiche Teile mit beweglichen Innenfächern
- 2 volltransparente Trennwände
- Abmessungen: ca. 42x15x30 (h) cm
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Leer geliefert

*DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl