



**VAL43140**

## **KOFFER BOSCAROL HIGH IMPACT CASE K**

- Boscarol High Impact kleiner oranger Koffer mit sehr dicken Wänden für Stoßfestigkeit
- Wasserdichtes Gehäuse aus Polypropylen
- Hermetische Abdichtung und automatisches Druckausgleichsventil
- Doppelstufige Sicherheitsverschlüsse für leichtes Öffnen
- Weicher Griff aus einer speziellen Mischung für besseren Halt und Komfort
- Doppeltes Vorhängeschloss
- Vorrüstung für Schultergurt
- Stapelsystem
- Reißverschluss über das gesamte Profil des Koffers
- Nylonstifte, keine Korrosionsprobleme
- Gewürfelte und geprägte Schwämme auf Anfrage erhältlich
- Anordnung für harzbeschichtetes Etikett
- Innenmaße: 30x22,5x13,2 cm
- Außenmaße: 33,6x30x14,8 cm
- Gewicht: 1,75 kg

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl