



VAL43142

KOFFER BOSCAROL HIGH IMPACT CASE G

- Boscarol High Impact großer orangefarbener Koffer mit sehr dicken Wänden für Stoßfestigkeit
- Wasserdichtes Gehäuse aus Polypropylen
- Hermetische Abdichtung und automatisches Druckausgleichsventil
- Zweistufiger Sicherheitsverschluss für leichtes Öffnen
- Weicher Griff aus einer speziellen Mischung für besseren Halt und Komfort
- Doppeltes Vorhängeschloss
- Vorgefertigter Schultergurt
- Stapelsystem
- Reißverschluss über das gesamte Profil des Koffers
- Nylonstifte, keine Korrosionsprobleme
- Gewürfelte und geprägte Schwämme auf Anfrage erhältlich
- Anordnung für harzbeschichtetes Etikett
- Innenmaße: 50x35x19,4 cm
- Außenmaße: 55,5x42,8x21,1 cm
- Gewicht: 3,86 kg

DIR/QM – Rev. 02_20/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl