



VAL43151

KOFFER EXPLORER MINI 30,5X19,5X27CM LEER

- Wasserdichter Rettungskoffer bis zu 10 m Tiefe
- Ventil zur Druckbeaufschlagung
- Korrosionsbeständig
- Robuste Schnappverschlüsse mit Vorrichtung für Vorhängeschloss oder Leine
- Außenmaße: ca. 30,5x19,5x27h cm
- Innenmaße: ca. 27,6x17x20h cm
- Volumen: 9,3 Liter
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Leer geliefert

DIR/QM – Rev. 02_20/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl