



## **VAL43152**

## KOFFER EXPLORER "P" 41X20,5X34 CM

- Bis zu 10 m wasserdicht
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Außenmaße: circa 41x20,5x34 (h) cm
- Innenmaße: circa 38x18x27 (h) cm
- Inhalt: 18,4 LiterGewicht: circa 3,1 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl