



**VAL43152**

### **KOFFER EXPLORER "P" 41X20,5X34 CM**

- Wasserdichter Rettungskoffer bis zu 10 m Tiefe
- Ventil zur Druckbeaufschlagung
- Korrosionsbeständig
- Robuste Schnappverschlüsse mit Vorhängeschloss oder Bleidichtigkeit
- Außenmaße: 41x20,5x34 cm
- Innenmaße: 38x18x27 cm
- Fassungsvermögen: 18,4 Liter
- Gewicht: 3,1 kg
- Leer geliefert

*DIR/QM - Rev. 02\_20/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl