



**VAL43162**

## **RETTUNGSKOFFER EXPLORER M LEER**

- Wasserdichter Rettungskoffer bis zu 10 m Tiefe
- Ventil zur Druckbeaufschlagung
- Korrosionsbeständig
- Robuste Schnappverschlüsse mit Vorrichtung für Vorhängeschloss oder Leine
- Außenmaße: 52x23x43,5 cm
- Innenmaße: 48x20,5x37 cm
- Volumen: 35,5 Liter
- Gewicht: 4,6 kg
- Leer geliefert

*DIR/QM - Rev. 02\_20/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl