



## **VAL43162**

## RETTUNGSKOFFER EXPLORER M LEER

- Wasserdichter Rettungskoffer bis zu 10 m Tiefe
- Ventil zur Druckbeaufschlagung
- Korrosionsbeständig
- Robuste Schnappverschlüsse mit Vorrichtung für Vorhängeschloss oder Leine
- Außenmaße: 52x23x43,5 cmInnenmaße: 48x20,5x37 cm
- Volumen: 35,5 LiterGewicht: 4,6 kgLeer geliefert

DIR/QM - Rev. 02\_20/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl