



**VAL43164**

## **KOFFER EXPLORER 44,5X34,5X19 CM LEER**

- Rettungskoffer wasserdicht bis zu 10 m
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Außenmaße: 44,5 x 34,5 x 19 cm
- Innenmaße: 445x345x190 mm
- Volumen: 29,2 litri
- Gewicht 4 kg
- Ohne Inhalt

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl