



**VAL43172**

## **KOFFER EXPLORER "G" 65 X 51 X 24 CM**

- Wasserdichter Rettungskoffer bis zu 10 m Tiefe
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Außenmaße: circa 65x24x51(h) cm
- Innenmaße: circa 58x22x44(h) cm
- Inhalt: 56,1 Liter
- Gewicht: circa 7,1 kg
- Leer geliefert

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl