



VAL43172

KOFFER EXPLORER "G" 65 X 51 X 24 CM

- Wasserdichter Rettungskoffer bis zu 10 m Tiefe
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Außenmaße: circa 65x24x51(h) cm
- Innenmaße: circa 58x22x44(h) cm
- Inhalt: 56,1 Liter
- Gewicht: circa 7,1 kg
- Leer geliefert

DIR/QM - Rev. 02_20/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl