



**VAL43174**

## **KOFFER EXPLORER K MIT 4 TASCHEN LEER**

- Rettungskoffer Explorer P mit 4 leeren Zubehörtaschen
- Bis zu 10 m wasserdicht
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Mit 4 bunten Zubehörtaschen mit Fenster und Tragegriff ausgestattet
- Außenmaße: circa 41x20,5x34 (h) cm
- Innenmaße: circa 38x18x27 (h) cm
- Inhalt: 18,4 L
- Gewicht: circa 3,4 kg

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl