



**VAL43176**

## **KOFFER EXPLORER M MIT 5 TASCHEN LEER**

- Rettungskoffer Explorer M mit 5 leeren Zubehörtaschen
- Bis zu 10 m wasserdicht
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Mit 5 bunten Zubehörtaschen mit Fenster und Tragegriff ausgestattet
- Außenmaße: ca. 52x23x43,5 (h) cm
- Innenmaße: ca. 48x20,5x37 (h) cm
- Inhalt: 35,5 L
- Gewicht: ca. 5 kg

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl