



VAL43176

KOFFER EXPLORER M MIT 5 TASCHEN LEER

- Rettungskoffer Explorer M mit 5 leeren Zubehörtaschen
- Bis zu 10 m wasserdicht
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Mit 5 bunten Zubehörtaschen mit Fenster und Tragegriff ausgestattet
- Außenmaße: circa 52x23x43,5 (h) cm
 Innenmaße: circa 48x20,5x37 (h) cm
- Inhalt: 35,5 L
- Gewicht: circa 5 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl