



**VAL43178**

## **KOFFER EXPLORER G MIT 6 TASCHEN LEER**

- Rettungskoffer Explorer G mit 6 leeren Zubehörtaschen
- Bis zu 10 m wasserdicht
- Druckregelungsventil
- Korrosionsbeständig
- Robuster Klappverschluss mit einer Vorrichtung zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder einer Plombe
- Mit 6 bunten Zubehörtaschen mit Fenster und Tragegriff ausgestattet
- Außenmaße: ca. 65x24x51 (h) cm
- Innenmaße: ca. 58x22x44 (h) cm
- Inhalt: 56,1 L
- Gewicht: circa 7,6 kg

*DIR/QM – Rev. 02\_20/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl