



**BOR87010N**

## **RETTUNGSRUCKSACK MAXIMED 2.0 LEER**

- Rucksack Maximed 2.0
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Nylon
- Ausgestattet mit:
- Reflexstreifen an den gepolsterten Schultergurten zur besseren Sichtbarkeit, sowie an den Front- und Seitentaschen
- Stoßabsorbierenden Polstern im Rückenbereich
- 2 Fronttaschen
- 1 leere Außentasche und 1 Außentasche mit 4 herausnehmbaren farbigen Beuteln. Die 4 farbigen Innentaschen haben eine transparente Vorderseite und sind herausnehmbar
- Riemen in der Mitte zur sicheren Befestigung der Sauerstoffflasche
- Abmessungen: 48x30x52 cm
- Volumen: 54 l ca.
- Maximal belastbares Gewicht: 35 kg
- Gewicht: 4,5 kg ca.
- Er kann von Hand bei einer maximalen Temperatur von 30° C gewaschen werden
- Der Rucksack wird leer verkauft, kann aber auf Kundenwunsch ausgestattet werden

*DIR/QM – Rev. 02\_08/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl