





## **BOR87010N**

## **RETTUNGSRUCKSACK MAXIMED 2.0 LEER**

- Rucksack Maximed 2.0
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Nylon
- Gepolsterte Schultergurte mit Reflexstreifen
- 2 ausgestattete Vordertaschen mit Reflexstreifen
- Die Rückseite ist gepolstert
- 1 seitliche Außentasche
- 1 seitliche Außentasche mit 4 bunten Zubehörtaschen, können entfernt werden
- 4 interne, farbige, herausnehmbare Zubehörtaschen mit Fenster
- In der Mitte befinden sich Gurte zum Fixieren der Sauerstoffflasche
- Abmessungen: 48x30x52 cm
- Volumen: 54 l ca.
- Maximal belastbares Gewicht: 35 kg
- Gewicht: 4,5 kg ca.
- Der Rucksack wird leer verkauft, kann aber auf Kundenwunsch ausgestattet werden
- Er kann von Hand bei einer maximalen Temperatur von 30° C gewaschen werden
- Entspricht den Norm REACH, ist kein Medizinprodukt

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl