





BOR81146N

RETTUNGSRUCKSACK ATLS MODUL

- Rettungsrucksack ATLS modular
- Hergestellt aus reißfestem und wasserdichtem Nylon
- · Ausgestattet mit:
- Reflektorstreifen an den gepolsterten Schultergurten für bessere Sichtbarkeit
- Transparentes Frontfenster für die Anbringung des Verbandslogos
- große Fronttasche zur sicheren Aufbewahrung auch großer medizinischer Geräte
- weiche Rückenpolster zur Verringerung der Ermüdung des Rückens
- Schultergurte mit Sternum-Verschluss für leichteres Tragen
- Innenschale aus schlagfestem Polypropylen mit 4 starren Trennwänden zum Einlegen von kleinen Taschen
- 4 herausnehmbare farbige Innentaschen mit transparenter Vorderseite
- Abmessungen: ca. 32x25x53 cm
- Volumen: ca. 35 Liter.
- Gewicht: ca. 3,3 kg.
- · Maximal belastbares Gewicht 30 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl



• Der ATLS-Rucksack wird leer verkauft, kann aber auf speziellen Kundenwunsch gefüllt werden

DIR/QM - Rev. 02_08/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl