



**BOR81146N**

## RETTUNGSRUCKSACK ATLS MODUL

- Rettungsrucksack ATLS modular
- Hergestellt aus reißfestem und wasserdichtem Nylon
- Ausgestattet mit:
  - Reflektorstreifen an den gepolsterten Schultergurten für bessere Sichtbarkeit
  - Transparentes Frontfenster für die Anbringung des Verbandslogos
  - große Fronttasche zur sicheren Aufbewahrung auch großer medizinischer Geräte
  - weiche Rückenpolster zur Verringerung der Ermüdung des Rückens
  - Schultergurte mit Sternum-Verschluss für leichteres Tragen
  - Innenschale aus schlagfestem Polypropylen mit 4 starren Trennwänden zum Einlegen von kleinen Taschen
  - 4 herausnehmbare farbige Innentaschen mit transparenter Vorderseite
- Abmessungen: ca. 32x25x53 cm
- Volumen: ca. 35 Liter.
- Gewicht: ca. 3,3 kg.
- Maximal belastbares Gewicht 30 kg

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl



- Der ATLS-Rucksack wird leer verkauft, kann aber auf speziellen Kundenwunsch gefüllt werden

DIR/QM – Rev. 02\_08/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl