



BOR87000N-S

RETTUNGS-RUCKSACK VIPER ROT 2.0

- Rettungs-Rucksack Viper aus rotem Nylon
- Das reißfeste und wasserdichte Gewebe ermöglicht den sicheren Einsatz auch bei prekären Wetterbedingungen
- Ausgestattet mit:
- Doppelgriff (oben und seitlich) zum leichteren Transport
- Reflexstreifen frontal, seitlich und hinten auf gepolsterten Schultergurten
- Gepolstertem Rücken
- Große Vordertasche, kann ganz geöffnet werden, mit 2 internen Gummibändern zum Befestigen von Material
- 3 Außenseitentaschen: 2 kleinere an den Enden des zweiten Griffs auf einer Seite und 1 große auf der anderen Seite
- 8 herausnehmbare farbige Innentaschen mit transparenter Vorderseite und Klettstreifen
- Interne Mitteltrennwand mit Reißverschluss und Gummibändern zur Befestigung von Medizinprodukten
- Verstärkter Boden und GummifüÙe
- Abmessungen: ca. 46x26x50 cm
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Maximales Transportgewicht 40 kg
- Er kann von Hand bei einer maximalen Temperatur von 30° C gewaschen werden
- Wird leer geliefert, kann aber auf Kundenwunsch mit medizinischen Produkten ausgestattet werden

DIR/QM – Rev. 02_08/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl