



**BOR87300R**

## **NOTFALL TASCHE 33**

- Notfalltasche 33, leer
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe rot erhältlich
- Ausgestattet mit:
- Griff und Schulterriemen
- 1 große Außentasche
- 5 verstellbare Einteilungen innen
- Innen mit Gummibändern und Dokumententasche ausgestattet
- 1 Fenster an der Vorderseite für das Firmenlogo
- Abmessungen: ca. 36x18x35 (h) cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg

DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl