



## BOR89000R

### PROFI BAG MINI LEER

- Notfalltasche Modell Profi Bag, leer
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff
- Ausgestattet mit:
- Tragegriffen und Tragriemen
- Baukastensystem im Inneren
- 2 große Außentaschen an den Seiten
- Innentasche mit Fenster
- Abmessungen: ca. 38x26x20 (h) cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg

DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl