



**BOR89040PR**

## **TRAUMA BAG 10 LEER PÄDIATRISCH**

- Kompakte, aber sehr geräumige Rettungstasche
- Aus reißfestem und wasserdichtem Nylon
- Das Gewebe hat lebhafte Farben und heitere Motive, die für den Einsatz im pädiatrischen Bereich geeignet sind
- Vollständig abziehbar und unter den angegebenen Bedingungen waschbar
- Ausgestattet mit:
  - 4 Reflexstreifen an den Seiten der Tasche
  - Tasche mit Griffen, Riemen und Schultergurten ausgestattet für einen bequemen und sicheren Transport
  - Die 2 seitlichen Außentaschen haben Innenräume und Gummibänder zur Befestigung von Medizinprodukten
  - Innenteil unterteilt in 4 separate Fächer, die herausgenommen werden können
  - herausnehmbare Handtasche mit transparenter Vorderseite im oberen Bereich
- Abmessungen: ca. 44x30x29 cm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Wird leer geliefert, kann aber auf Kundenwunsch mit medizinischen Produkten ausgestattet werden

DIR/QM – Rev. 02\_13/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl