



BOR88030

KANGOO-BAG

- Hergestellt aus reißfestem Stoff in roter Farbe
- Kann am Gürtel oder über der Schulter getragen werden
- Reflektierendes Band mit hoher Sichtbarkeit
- Ausgestattet mit einem großen zentralen Korpus, bestehend aus
 - o 1 großen Fronttasche
 - o 2 Seitentaschen
- Abmessungen ca. 34x16x12,5

DIR/QM - Rev. 01_16/11/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl