



**BOR87230**

## **MAXI TROLLEY RUCKSACK ROT**

- Ideal für den Transport von Material auf den Stationen des Krankenhauses
- Reiß- und wasserfestes rotes PVC-Gewebe
- Ausgestattet mit:
  - 2 reflektierenden Streifen
  - einziehbarem Trolley-Griff
  - einklappbaren gepolsterten Schultergurten
  - 2 ausgestattete Fronttaschen
  - 3 Seitentaschen
  - 8 herausnehmbare farbige Taschen mit transparenter Vorderseite
- Abmessungen: ca. 52x29x61 cm
- Gewicht: ca. 5,2 kg
- Lieferung leer

*DIR/QM – Rev. 01\_16/08/2023*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl