





BOR87230

MAXI TROLLEY RUCKSACK ROT

- Ideal für den Transport von Material auf den Stationen des Krankenhauses
- Reiß- und wasserfestes rotes PVC-Gewebe
- Ausgestattet mit:
 - o 2 reflektierenden Streifen
 - o einziehbarem Trolley-Griff
 - o einklappbaren gepolsterten Schultergurten
 - o 2 ausgestattete Fronttaschen
 - o 3 Seitentaschen
 - o 8 herausnehmbare farbige Taschen mit transparenter Vorderseite
- Abmessungen: ca. 52x29x61 cm
- Gewicht: ca. 5,2 kg
- Lieferung leer

DIR/QM - Rev. 01_16/08/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl