









BOR87043

OXIBAG CORDURA ROT 3*

- Gepolsterte Tasche für Sauerstoffflasche
- Starkes, reißfestes Nylongewebe
- Dank der Form und der Polsterung kann die Sauerstoffflasche absolut sicher untergebracht, geschützt und transportiert werden
- Geeignet für 2 oder 3 I Sauerstoffflaschen
- Abmessungen: ca. 65x23x24 cm
- Gewicht: ca. 0,91 kg

DIR/QM - Rev. 01_26/07/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl