





## **BOR87006**

## **PVC RETTUNGS-RUCKSACK VIPER ROT 2.0**

- Viper-Rettungsrucksack aus rotem PVC
- Das reißfeste und wasserdichte Material ermöglicht einen sicheren Einsatz auch bei widrigen Wetterbedingungen
- Ausgestattet mit:
- doppeltem Griff (oben oder seitlich) für einen bequemeren Transport
- reflektierenden Streifen vorne, seitlich und hinten (auf den gepolsterten Schultergurten)
- polsternden Kissen an der Rückseite
- großer Fronttasche mit vollständiger Öffnung und 2 inneren Gummibändern zur Befestigung von Materialien
- 3 Außentaschen: 2 kleinere an den Enden des zweiten Griffs auf einer Seite und 1 große auf der anderen Seite
- 8 abnehmbare farbige Taschen mit transparenter Vorderseite und Klettverschlussstreifen
- Mittlere Innentrennwand mit Reißverschluss, komplett mit Gummibändern zur Befestigung von medizinischen Geräten
- Verstärkter Boden und Gummifüße
- Abmessungen: ca. 48 x 30 x 51 cm
- Gewicht: ca. 3,65 kg
- Maximales Transportgewicht 25 kg (Beachtung der DL.81)
- Kann bei einer Temperatur von maximal 30 °C von Hand gewaschen werden
- Wird leer geliefert, kann aber auf Kundenwunsch mit medizinischen Geräten ausgestattet werden

DIR/QM - Rev. 01\_10/02/2025

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl