



BOR87003

RETTUNGSRUCKSACK MINI VIPER PVC

- Aus PVC rotem, reißfestem, wasserdichtem Gewebe
- Ausgestattet mit:
 - Doppelgriff (oben und seitlich) zum leichteren Transport
 - Große Vordertasche, kann ganz geöffnet werden, mit 2 internen Gummibändern zum Befestigen von Material
 - 2 kleine Seitentaschen und eine große Außentasche
 - Reflexstreifen frontal, seitlich und hinten auf den gepolsterten Schultergurten
 - Gepolsterten Schultergurte
 - 4 herausnehmbare farbige Innentaschen mit transparenter Vorderseite und Klettstreifen
 - Verstärkter Boden und GummifüÙe
- Abmessungen: ca. 44x26x44 cm
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Maximales Transportgewicht 20 kg (Achtung GD 81)
- Er kann von Hand bei einer maximalen Temperatur von 30° C gewaschen werden.
- Wird leer geliefert, kann aber auf Kundenwunsch mit medizinischen Produkten ausgestattet werden

DIR/QM – Rev. 01_23/09/2025

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl