



**50AC2S14**

## **VENENVERWEILKANÜLEN G14 ORANGE**

VENENVERWEILKANÜLEN G14 ORANGE

- 2 Wege-Venenverweilnadel aus FEP mit Injektionsventil und biegsamen Flügeln
- Komplikationsloser Gebrauch mit sehr guter Verweildauer auf der Haut
- Steril, zum Einweggebrauch, atoxisch, röntgenpositiv, apyrogen
- Abmessungen: 14G x 45 mm - orange
- CODE CND A010199

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl