



**50AC2S20**

## **VENENVERWEILKANÜLEN G20 ROSA**

VENENVERWEILKANÜLE G20 ROSA

- 2 Wege-Venenverweilkanüle aus FEP mit Injektionsventil und biegsamen Flügeln
- Komplikationsloser Gebrauch mit sehr guter Verweildauer auf der Haut
- Steril, zum Einweggebrauch, atoxisch, röntgenpositiv, apyrogen
- Abmessungen: 20G x 32 mm - rosa
- CODE CND A010199

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl