



BOR84064

E-HOLSTER BLAU - KOMPLETT

- E-Holster für Gurte, komplett
- Aus wasserabweisendem, reißfestem Stoff, in der Farbe blau erhältlich
- Fünffach unterteilt, mit aufgesetzten Taschen für Handschuhe oder Schlauchbinden und für Pupillenleuchte
- Mit einer Gürtelschleife von circa 5,5 cm ausgestattet
- Abmessungen: circa 14x3x19 (h) cm
- Im E-Holster sind enthalten:
 - 1 Rettungsschere
 - 1 anatomische Pinzette
 - 1 Kocherklemme
 - 1 Pupillenleuchte
 - 1 Schlauchbinde

DIR/QM – Rev. 02_08/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl