



BSU504

SEKRETSAMMELBEHÄLTER 500 ML

- Sekretaufangbehälter für medizinische Absauggeräte, aus stoßfestem und autoklavierbarem Makrolon mit Silikonkautschukkappe mit Druckverschluss
- Komplette mit Sicherheitsventil für Überlauf
- Fassungsvermögen: 500 ml

DIR/QM - Rev. 02_12/06/2023

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl