



**BSU504**

## **SEKRETSAMMELBEHÄLTER 500 ML**

- Sekretrauffangbehälter für medizinische Absauggeräte, aus stoßfestem und autoklavierbarem Makrolon mit Silikonkautschukkappe mit Druckverschluss
- Komplett mit Sicherheitsventil für Überlauf
- Fassungsvermögen: 500 ml

*DIR/QM - Rev. 02\_12/06/2023*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl