



**DIA02009**

## **BLUTDRUCKMESSGERÄT ANEROID FÜR WAND/TISCH**

- Blutdruckmessgerät Aneroid rund für Wand/Tisch (Durchmesser 170 mm)
- Skala 0-300 mmHg
- Messgenauigkeit:  $\pm 3$  mmHg
- Armband mit Klettverschluss, Aufblasbirne und Spiralschlauch
- Wandhalterung mit Korb für Manschette
- Für professionellen und täglichen Gebrauch geeignet
- Medizinprodukt CE

*DIR/QM – Rev. 02\_02/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl