



**DIA100390**

### **DRUCKINFUSIONSBEUTEL MIT MANOMETER OB\***

- Druckinfusionsmanschette, befindet sich in einem Kunststoffbeutel
- Mit Druckmesser zur Überwachung der Infusion, kann über der Schulter getragen werden, Ablassventil für genaue Dosierung
- Für 500 ml-Beutel geeignet
- Die Messungen müssen im Rahmen der medizinischen Überwachung durchgeführt werden
- Medizinprodukt CE

*DIR/QM - Rev. 02\_02/09/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl