



**PAL32050**

## **BEATMUNGSMASKE AUS SILIKON GRÖSSE 0**

- Transparente autoklavierbare Beatmungsmaske mit Maskenwulst aus Silikon, schließt auf dem Gesicht luftdicht ab
- Durch den transparenten Körper kann der Patient während der Beatmung problemlos überwacht werden
- Größe: 0

*DIR/QM – Rev. 02\_30/08/2024*

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl