



## **PAL32070**

## **BEATMUNGSMASKE AUS SILIKON GRÖßE 5**

- Transparente autoklavierbare Beatmungsmaske mit Maskenwulst aus Silikon, schließt auf dem Gesicht luftdicht ab
- Durch den transparenten Körper kann der Patient während der Beatmung problemlos überwacht werden
- Größe: 5

DIR/QM - Rev. 02\_30/08/2024

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl